ETAGÈRES DE STOCKAGE POUR CONGÉLATEURS

Etagères horizontales en carton



- Pour 20 cryoboîtes en carton, polypropylène ou polycarbonate
- En carton hydrophobe pour un usage de longue durée
- Utilisables jusqu'à - 160 °C
- Pour boîtes de hauteur 50 mm
- Avec poignée de retrait de côté
- Format : 5 rangées de 4 boîtes
- H x L x p : 285 x 138 x 560 mm

Référence	Désignation	CHF
013068	Etagère horizontale en carton avec 20 boîtes origami 9 x 9 cm	NC -
013069	Etagère horizontale en carton avec 20 boîtes standard 9 x 9 cm	NC -

Etagère horizontale pour congélateur



- En acier inoxydable
- Résistantes à la corrosion
- Pour 16 boîtes 133 x 133 mm
- Poignée de transport
- Dimensions standard

Référence	Désignation	L x l x h (mm)	CHF
037581	Etagère pour 16 boîtes hauteur 50 mm	140 x 560 x 240	NC -

Etagères horizontales



- Idéalement conçues pour les boîtes Nalgene
- Acceptent toutes boîtes de dimensions équivalentes

Référence	Pour boîtes Nalgene		Capacité boîtes	L x l x h (mm)	CHF
	Capacité tubes	L x l x h (mm)			
029101	9 x 9	133 x 133 x 51	12 (4 x 3)	225 x 143 x 444	NC -
029102	9 x 9	133 x 133 x 51	16 (4 x 4)	225 x 143 x 590	NC -

Etagères horizontales pour congélateurs


049667

- Largeur de l'étagère : 140 mm
- En acier inoxydable
- Pour boîtes de 130 x 130 mm

			Etagères profondeur 420 mm			Etagères profondeur 560 mm		
Hauteur boîte (mm)	Nomb. étagères	Hauteur tot. (mm)	Réf.	Capacité en boîtes	CHF	Réf.	Capacité en boîtes	CHF
54	3	165	049667	9 (3 x 3)	NC -	-	-	-
54	4	223	049668	12 (4 x 3)	NC -	049670	16 (4 x 4)	NC -
54	5	277	049669	15 (5 x 3)	NC -	049671	20 (5 x 4)	NC -
75	3	240	049672	9 (3 x 3)	NC -	049673	12 (3 x 4)	NC -
95	2	198	049674	6 (2 x 3)	NC -	049675	8 (2 x 4)	NC -
125	2	260	049676	6 (2 x 3)	NC -	049677	8 (2 x 4)	NC -