ETAGÈRES DE STOCKAGE POUR CONGÉLATEURS

Etagères à tiroirs pour boîtes à congélation



049621

- Pour cryoboîtes de dimensions 130 x 130 mm et de différentes hauteurs
- En acier inoxydable
- Largeur : 135 mm

			Etagères profondeur 410 mm			Etagères profondeur 540 mm		
Hauteur boîte (mm)	Nombre étagères	Hauteur tot. (mm)	Réf.	Capacité en boîtes	CHF	Réf.	Capacité en boîtes	CHF
29	3	98	**049618**	9 (3 x 3)	**NC -**	**049625**	12 (3 x 4)	**NC -**
29	4	130	**049619**	12 (4 x 3)	**NC -**	**049626**	16 (4 x 4)	**NC -**
29	5	162	**049620**	15 (5 x 3)	**NC -**	**049627**	20 (5 x 4)	**NC -**
29	6	194	**049621**	18 (6 x 3)	**NC -**	**049628**	24 (6 x 4)	**NC -**
29	7	226	**049622**	21 (7 x 3)	**NC -**	**049629**	28 (7 x 4)	**NC -**
29	8	258	**049623**	24 (8 x 3)	**NC -**	**049630**	32 (8 x 4)	**NC -**
29	9	290	**049624**	27 (9 x 3)	**NC -**	**049631**	36 (9 x 4)	**NC -**
54	2	117	**049632**	6 (2 x 3)	**NC -**	**049637**	8 (2 x 4)	**NC -**
54	3	173	**049633**	9 (3 x 3)	**NC -**	**049638**	12 (3 x 4)	**NC -**
54	4	232	**049634**	12 (4 x 3)	**NC -**	**049639**	16 (4 x 4)	**NC -**
54	5	288	**049635**	15 (5 x 3)	**NC -**	**049640**	20 (5 x 4)	**NC -**
54	6	345	**049636**	18 (6 x 3)	**NC -**	**049641**	24 (6 x 4)	**NC -**
78	2	165	**049642**	6 (2 x 3)	**NC -**	**049645**	8 (2 x 4)	**NC -**
78	3	247	**049643**	9 (3 x 3)	**NC -**	**049646**	12 (3 x 4)	**NC -**
78	4	330	**049644**	12 (4 x 3)	**NC -**	**049647**	16 (4 x 4)	**NC -**
98	2	203	**049648**	6 (2 x 3)	**NC -**	**049650**	8 (2 x 4)	**NC -**
98	3	305	**049649**	9 (3 x 3)	**NC -**	**049651**	12 (3 x 4)	**NC -**
128	2	265	**049652**	6 (2 x 3)	**NC -**	**049653**	8 (2 x 4)	**NC -**

Etagères à tiroirs pour boîtes à congélation



Tiroirs de rangement en acier inoxydable pour congélateur-armoire.

- Tiroirs coulissants avec ou sans arrêt de blocage
- Evite de sortir une étagère complète du congélateur
- Poignée
- Large choix de dimensions pour tous congélateurs (nous consulter)
- Pour boîtes de dimensions (avec couvercle) 133 x 133 x 53 mm
- Largeur du tiroir : 140 mm

Pour boîtes		133 x 133 x 53 mm avec arrêt de blocage			133 x 133 x 53 mm sans arrêt de blocage		
Nombre tiroirs	Capacité boites	Réf	Prof. x h (mm)	CHF	Réf	Prof. x h (mm)	CHF
2	6	-	-	-	**130293**	416 x 116	**NC -**
2	10	**130275**	700 x 123	**NC -**	-	-	-
3	6	-	-	-	**130296**	283 x 173	**NC -**
3	9	**130277**	434 x 184	**NC -**	**130297**	416 x 173	**NC -**
3	12	**130278**	567 x 184	**NC -**	**130298**	548 x 173	**NC -**
3	15	**130279**	700 x 184	**NC -**	**130299**	682 x 173	**NC -**
4	8	**130280**	301 x 245	**NC -**	-	-	-
4	12	**130281**	434 x 245	**NC -**	**130301**	416 x 231	**NC -**
4	16	**130282**	567 x 245	**NC -**	**130302**	549 x 231	**NC -**
4	20	**130283**	700 x 245	**NC -**	**130303**	682 x 231	**NC -**
5	15	**130285**	434 x 306	**NC -**	**130305**	416 x 288	**NC -**
5	20	**130286**	567 x 306	**NC -**	**130306**	549 x 288	**NC -**
5	25	**130287**	700 x 306	**NC -**	**130307**	682 x 288	**NC -**
6	12	-	-	-	**130308**	283 x 346	**NC -**
6	18	**130289**	434 x 367	**NC -**	**130309**	416 x 346	**NC -**
6	24	**130290**	567 x 367	**NC -**	**130310**	549 x 346	**NC -**
6	30	**130291**	700 x 367	**NC -**	**130311**	682 x 346	**NC -**

Etagères à tiroirs pour microplaques ou deepwell



049657

- En acier inoxydable
- Pour le rangement de microplaques au congélateur
- Largeur x profondeur : 135 x 540 mm

Pour microplaques de hauteur 18 mm					Pour deepwells de hauteur 54 mm				
Nombre étagères	Hauteur tot. (mm)	Réf.	Capacité en microplaques	CHF	Nombre étagères	Hauteur tot. (mm)	Réf.	Capacité en deepwell	CHF
4	91	**049654**	24	**NC -**	2	117	**049637**	12 (2 x 6)	**NC -**
6	134	**049655**	36	**NC -**	3	173	**049638**	18 (3 x 6)	**NC -**
8	180	**049656**	48	**NC -**	4	232	**049639**	24 (4 x 6)	**NC -**
10	223	**049657**	60	**NC -**	5	288	**049640**	20 (5 x 4)	**NC -**
12	266	**049658**	72	**NC -**	6	345	**049641**	36 (6 x 6)	**NC -**
14	312	**049659**	84	**NC -**	-	-	-	-	-