Portoirs réfrigérés PCR

NOUVEAU

- Portoirs en polypropylène, couvercle en polycarbonate
- Dimensions (cm) : 11 x 14,8 x 4,8
- Compatibles avec barrettes de tubes PCR ou tubes PCR individuels 0,2/0,5 ml, en format standard ou low profile
- Maintient la température d'une plaque PCR 96 puits à une température de 0 °C (après réfrigération du rack à -20 °C pendant 2 h) pendant plus d'une heure
- Maintient la température des échantillons à une température inférieure à + 5 °C pendant 3 h maximum
- Changement de couleur du rack ou d'un puits, lorsque la température dépasse + 6 °C
- Le couvercle permet une protection optimale des échantillons du congélateur à la paillasse
- Couvercle innovant, coulissant, tournant 180° (pouvant également servir de support)
- Utilisables pour une conservation à -80 °C
- Puits conçus pour éviter la congélation des échantillons



320688



320689

Référence	Coloris non réfrigéré	Coloris réfrigéré	Unités/ carton	CHF/ carton
320688	Rose	Violet	2	NC -
320689	Bleu clair	Bleu	2	NC -
320690	1 rack de chaque coloris		2	NC -

Eppendorf IsoTherm-System

eppendorf

- Système de boîte isotherme et de portoirs avec blocs accumulateurs de froid pour maintenir les échantillons à 0 °C ou - 21 °C lors des manipulations à la paillasse
- Idéal pour les postes de travail enzymatiques, les postes PCR ou le transfert des échantillons
- Remplace le bain à glace
- Compatibles avec les accessoires de la gamme Thermomixer
- Le système comprend :
  - une boîte IsoSafe acceptant un portoir IsoRack et un accumulateur de froid IsoPack
  - un portoir IsoRack pour 24 microtubes, de format microplaque, centrifugeable, flottant
  - un accumulateur de froid IsoPack : 0 °C avec autonomie de 6h (blanc), ou -21 °C avec autonomie de 3h (bleu)



Pour microtubes	1,5 / 2 ml				0,5 ml			
Désignation	Référence 0 °C	CHF	Référence -21 °C	CHF	Référence 0 °C	CHF	Référence -21 °C	CHF
1 IsoRack + 1 IsoPack	033579	NC -	033612	NC -	033613	NC -	033614	NC -
1 IsoSafe + 3 IsoPack	033615	NC -	-	-	-	-	033618	NC -

	Référence	CHF	Référence	CHF
IsoRack avec couvercle	033619	NC - les 4	033621	NC - les 4
Système complet : 1 Isosafe + 1 IsoPack 0 °C + 1 IsoPack -21 °C +1 IsoRack avec couvercle	033620	NC -	033622	NC -

Dispositif de maintien au froid CoolCADDY

- Température + 2 °C - + 4 °C jusqu'à 5 heures
- Maintien des échantillons froids et non congelés
- Adapté pour :
  - 9 microtubes 1,5/2 ml ;
  - 8 cryotubes 2 ml ;
  - 5 microtubes 0,5 ml ;
  - 1 plaque ;
  - 96 microtubes PCR ou 12 barrettes ;
  - 1 réservoir de 50 ml



Référence	Désignation	CHF
062900	Dispositif de maintien au froid CoolCADDY	NC -

Réservoirs réfrigérants pour réactifs

NOUVEAU

- En polypropylène
- Sans glace, non toxique
- Pour augmenter le temps de manipulation tout en préservant l'intégrité des réactifs sensibles
- Réactifs maintenus à moins de + 5 ° C pour environ 3 h
- Adaptés aux réservoirs références 320661 à 320669
- Empilables
- Réutilisables (garantie : 2 ans)



Vol. (ml)	Dimensions (mm)	Rose	Bleu	Assortis	Unités/ carton	CHF/ carton
50	144 x 74 x 45	320695	320696	320697	2	NC -
100	150 x 90 x 43	320698	320699	320700	2	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com