Portoirs réfrigérants pour microtubes



Portoirs réversibles réfrigérants de paillasse pour 20 microtubes 1,5 ml sur une face ou 0,5 ml sur l'autre face. En polycarbonate incassable, remplis d'un gel non toxique, ils sont munis d'un couvercle transparent.
Deux modèles :

- Coloris blanc : stockage à 0 °C pendant 5 heures
- Coloris bleu : stockage entre -10 °C et -20 °C pendant 3 heures

Référence	Désignation	CHF
045489	Portoir blanc 0 °C	NC -

Cryo-Safe Cooler



- **Boîtiers réfrigérants en PC rempli d'un gel non toxique**
- **Superposables**
- **Deux modèles : pour 12 tubes de 15 ml, ou pour 12 tubes de 1,5 ml**

Couvercle	PC transparent	PC transparent
Couleur corps	Orange	Orange
L x l x H (cm)	19,7 x 14 x 19	15,1 x 10,8 x 12,5
Type de tubes	12 tubes à centrifuger de 15 ml, 15 mm de diamètre	12 microtubes de 1,5 ml (adaptateurs pr microtubes 0,5 ml)
Température	0 °C / 3 heures	0 °C / 2h30 min
Référence	**088783**	**088784**
CHF	**NC -**	**NC -**

Portoir Quick Chill



- **En polycarbonate**
- **Pour 12 microtubes de 0,5 ou 1,5 ml (rangées de 4 x 3 tubes)**
- **Pour les échantillons à - 20 °C, maintient à des températures ‹ - 15 °C, 45 minutes**
- **L x l x h : 151 x 108 x 125 mm**

Référence	Désignation	CHF
028056	Portoir Quick Chill	NC -

Mini-Cooler



- **Boîtiers réfrigérants en polycarbonate avec couvercle transparent ou couvercle rempli de gel**
- **Pour maintenir les échantillons à 0 °C, - 20 °C ou - 70 °C sur la paillasse**

Couvercle	Transparent	Transparent	Transparent	Blanc	Blanc	Transparent
Couleur corps	Rouge	Jaune	Blanc	Rouge	Jaune	Jaune
Gel couvercle	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non
L x l x H (mm)	147 x 100 x 100	147 x 100 x 100	147 x 100 x 100	240 x 160 x 146	240 x 160 x 146	225 x 165 x 105
Capacité : Cryotubes 1/2 ml Microtubes 1,5/2 ml	12	12	12	32	32	1 plaque PCR ou 96 tubes 0,2 ml indivi. ou barrette
Température	0 °C / 60 min.	- 20 °C / 60 min.	- 70 °C / 45 min.	0 °C / 60 min.	- 20 °C / 60 min.	- 20 °C / 60 min.
Référence	**092391**	**092392**	**092393**	**913077**	**913078**	**913082**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**