CoolRack

- En alliage d'aluminium à haute conductivité thermique
- Assure un maintien de température uniforme au niveau de tous les échantillons
- Sans contact direct avec la glace : garantit une absence de contamination
- S'utilisent dans un bac à glace, sur glace carbonique, en azote liquide, en incubateur ou en four, avec les CoolBox
- Température désirée atteinte rapidement
- Nettoyables avec tout type de désinfectant et détergent y compris les RNase away
- Utilisables de -196 °C à +100 °C
- Autoclavables





Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit



Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver le guide de compatibilité


					Compatibilité avec CoolBox							
Modèle	**Compatibilité**	**Puits**	**Forme du puit**	**Dim. l x p x h (mm)**	**CoolBox XT Starter**	**CoolBox XT**	**CoolBox 2XT**	**CoolBox 30**	Gris	Vert	Orange	CHF
M6	Microtubes 1,5 ou 2 ml (Ø 11,5 mm)	6 (3 x 2)	Cylindrique	60 x 43 x 38	1	Jusqu'à 3	Jusqu'à 8	Jusqu'à 2	**830054**	**830055**	**830056**	**NC -**
M15		15 (3 x 5)		102 x 64 x 38	1	1	Jusqu'à 4	1	**830037**	**830038**	**830039**	**NC -**
XT M24*		24 (6 x 4)		128 x 85 x 38	1	1	Jusqu'à 2	-	**830150**	-	-	**NC -**
M30		30 (5 x 6)		120 x 102 x 38	1	-	Jusqu'à 2	1	**830132**	**830031**	**830032**	**NC -**
M90		90 (6 x 15)		268 x 112 x 38	-	-	-	-	**830026**	-	-	**NC -**
M96 ID		96 (8 x 12)		254 x 152 x 38	-	-	-	-	**830033**	-	-	**NC -**
M15-PF	Microtubes 1,5 ml (Ø 11,5 mm)	15 (3 x 5)	Conique	102 x 64 x 38	1	1	Jusqu'à 4	1	**830041**	-	-	**NC -**
M30-PF		30 (5 x 6)		120 x 102 x 38	1	-	Jusqu'à 2	1	**830042**	-	-	**NC -**
500 µl M30-PF	Microtubes 0,5 ml (Ø 11,5 mm)	30 (5 x 6)	Conique	120 x 102 x 38	1	-	Jusqu'à 2	1	**830044**	-	-	**NC -**
XT 5 ml*	Microtubes 5 ml (Ø 16,5mm)	12 (3 x 4)	Conique	127 x 86 x 50	1	1	Jusqu'à 2	-	**830261**	-	-	**NC -**
CF15	Cryotubes ou tubes pour FACS (Ø 12,7 mm)	15 (3 x 5)	Cylindrique	102 x 64 x 38	1	1	Jusqu'à 4	1	**830040**	-	-	**NC -**
XT CFT24*		24 (4 x 6)		128 x 85 x 38	1	1	Jusqu'à 2		**830135**	-	-	**NC -**
CFT30		30 (5 x 6)		120 x 102 x 38	1	-	1	1	**830045**	-	-	**NC -**
CF45		45 (5 x 9)		173 x 97 x 38	-	-	1	-	**830028**	-	-	**NC -**
XT M-PCR*	6 barrettes 0,2 ml et 12 micro-tubes 1,5 ml ou 2 ml (Ø 11 mm)	12 (3 x 4) 48 (8 x 6)	Cylindrique effilé	127 x 86 x 25	1	1	Jusqu'à 2	-	**830151**	-	-	**NC -**
XT PCR96*	Plaque PCR 96 puits	96 (8 x 12)	Effilé	127 x 86 x 25,4	1	1	Jusqu'à 2	-	**830143**	-	-	**NC -**
XT PCR384*	Plaque PCR 384 puits	384 (16 x 24)	Effilé	127 x 86 x 19	1	1	Jusqu'à 2	-	**830149**	-	-	**NC -**
96 x 0,5 ml	Tubes de stockage 2D 0,5 ml (Ø 8,4 mm)	96 (8 x 12)	Cylindrique	131 x 89 x 36	1	1	Jusqu'à 2	-	**830058**	-	-	**NC -**
96 x 1 ml	Tubes de stockage 2D 1,4 ml (Ø 11,1 mm)	96 (8 x 12)	Cylindrique	132 x 89 x 43	1	1	Jusqu'à 2	-	**830048**	-	-	**NC -**
SV2	Fiole à Serum 2ml (Ø 16 mm)	12 (3 x 4)	Cylindrique	127 x 86 x 38	1	1	Jusqu'à 2	-	**830262**	-	-	**NC -**
SV10	Fiole à Serum 10 ml (Ø 23,6 mm)	12 (3 x 4)	Cylindrique	127 x 86 x 38	1	1	Jusqu'à 2	-	**830252**	-	-	**NC -**
L	Tubes à centrifuger 15 ml (Ø 17,5 mm)	12 (3 x 4)	Cylindrique	137 x 95 x 118	1	1**	Jusqu'à 2**	-	**830140**	-	-	**NC -**
15 ml	Tubes à centrifuger 15 ml (Ø 17,1 mm)	9 (3 x 3)	Cylindrique	89 x 89 x 107	1	1**	Jusqu'à 2**	-	**830049**	-	-	**NC -**
50 ml	Tubes à centrifuger 50 ml (Ø 29,5 mm)	4 (2 x 2)	Cylindrique	89 x 89 x 107	1	1**	Jusqu'à 2**	-	**830050**	-	-	**NC -**
LV	Tubes sang Ø 16,6 mm	12 (3x4)	Cylindrique	137 x 95 x 96	1	1**	Jusqu'à 2**	-	**830141**	-	-	**NC -**
VS13	Tubes sang Ø 13 mm haut 75 mm	9 (3 x 3)	Cylindrique	89 x 89 x 61	1	1**	Jusqu'à 2**	-	**830053**	-	-	**NC -**
V13	Tubes sang Ø 13 mm haut 100 mm	9 (3 x 3)	Cylindrique	89 x 89 x 84	1	1**	Jusqu'à 2**	-	**830051**	-	-	**NC -**
V16	Tubes sang Ø 16 mm 100 mm	9 (3 x 3)	Cylindrique	89 x 89 x 84	1	1**	Jusqu'à 2**	-	**830052**	-	-	**NC -**

* Format SBS **Requière un col de rehausse pour fermeture du couvercle - Avec système de blocage des tubes - Avec base thermoconductive et isolation externe

CoolSink

- Plaque thermoconductive pour une répartition uniforme de la température
- Compatible avec glace, glace carbonique, azote liquide, bain marie
- Utilisable de -196 °C à +100 °C
- Les modèles XT96F et XT 96U sont compatible avec les coolBox XT

Référence	Modèles	Pour	Dim. l x p x h (mm)	CHF
830152	XT 96F	Plaque 6,12,24,49,96, ou 384 puits fond plat	128 x 85 x 17	**NC -**
830153	XT 96U	Plaque 96 puits fond rond	128 x 85 x 17	**NC -**
830160	LX55	Réservoir à réactif 55 ml	146 x 64 x 35	**NC -**



CoolSkin XT96U
réf. 830153



CoolSkin XT96F
réf. 830152