PORTOIRS ET BACS À GLACE

Bacs isothermes en polyuréthane

- Rigides
- En polyuréthane
- Parfaitement étanches et incassables en utilisation normale
- Utilisables avec la neige carbonique, la glace ou des solutions salines
- Livrés complets avec couvercle isolant
- Fond plat
- Capacité : 4,5 l / poids : 1,2 kg
- L x l x h ext. : 210 x 330 x 185 mm, int. : 155 x 155 x 125 mm



Coloris	Noir	Bleu	Vert	CHF
Référence	001034	001354	001355	NC -

Bacs à glace en PVC

- En PVC moulé d'une seule pièce
- Fond avec surélévation au centre
- Résistants aux acides, aux bases, alcools, acétone
- Pour la glace et la glace carbonique
- Très bonne isolation
- Utilisables de - 196 °C à + 93 °C
- Modèles 2,5 et 4,5 l livrés avec couvercle



Volume (l)	Dim. L x l x h ext. (mm)	Dim. L x l x h int. (mm)	Bleu	Vert	Rouge	Noir	CHF
1	200 x 175 x 91	110 x 110 x 50	139943	139944	139945	139947	NC -
4	350 x 240 x 122	245 x 144 x 85	139948	139949	139950	139952	NC -
9	490 x 370 x 140	360 x 240 x 120	139953	139954	139955	139957	NC -
2,5	330 x 280 x 122	180 x 180 x 80	139958	139959	139960	139962	NC -
4,5	330 x 280 x 185	160 x 160 x 130	139963	139964	139965	139967	NC -

Glacières isothermes en polyuréthane

Bacs en polyuréthane rigides, idéal pour le stockage durable d'échantillons à froid.

- Excellente isolation jusqu'à - 80°C
- Fond avec surélévation au centre
- Bec verseur de précision
- Evaporation quasi-nulle grâce au couvercle encastré
- 4 modèles 1, 4 ou 9 l ; modèle 4 l disponible en deux formats



Réf.	Format	Dim. l x p x H ext. (mm)	Dim. l x p x H int. (mm)	Vol. (l)	Couleur	CHF
320089	Cylindrique	181 x 234 (H x p)	NC	4	Noire	NC -
320090	Rectangulaire	267 x 195,5 x 114	115 x 115 x 73	1	Vert	NC -
320091	Rectangulaire	381 x 254 x 182	200 x 150 x 100	4	Bleu	NC -
320092	Rectangulaire	521 x 292 x 163	NC	9	Rouge	NC -

Bacs à glace





- Incassables
- Empilables
- Légers
- Imperméables
- Fond plat

Volume (l)	Couvercle	Dim. (mm) L x l x H	Vert	Rouge	Bleu	Vert clair	Orange	Rose	Violet	CHF
1	Sans	159 x 159 x 95	830087	830088	830127	830128	830129	830130	830131	NC -
4	Sans	311 x 222 x 114	830084	830085	830116	830117	830118	830119	830120	NC -
4 (rond)	Avec	216 x 170 (Ø x H)	830086	830121	830122	830123	830124	830125	830126	NC -
9	Sans	406 x 317 x 114	830082	830083	830111	830112	830113	830114	830115	NC -

Bacs et seaux à glace PolarSafe

- En polystyrène expansé haute densité
- Utilisables avec de la glace, glace carbonique ou glace fondue
- Fond plat



Référence	Forme	Dimensions (mm)	Volume (l)	Couleur	CHF
141363	Seau	Ø 270 x h. 160	5	Bleu	NC -
141365	Bac	220 x 300 x 120	4	Bleu	NC -
141366	Bac	300 x 340 x 120	7,5	Vert	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com