Transport d'échantillons biologiques

- Protection thermique aluminisée
- Dimensions externes : 100 x 100 x 200 mm
- Impression standard noire UN 2814
- Conforme ADR/ IATA P 620 & P 650 pour le transport de substances biologiques catégorie A & B
- Kit composé de :
  - 1 boîte de transport à rabats
  - 1 pot à fermeture inviolable 650 ml
  - 1 sachet A5 certifié 95 KPA
  - 1 sachet type «zip»
  - 1 absorbant 150 ml



Réf.	Désignation	CHF
080394	Kit 650 ml STANDARD CLASS 6.2 UN 2814 ONU 981 208	NC -

Sacs de transport et containers

Sacs de transport

- Système de transport et de protection d'échantillons biologiques
- Conforme aux normes ADR
- Conforme UN3373 - pour transport de substances biologiques B
- Extérieur en polystyrène 600/900 coaté PVC
- Intérieur nylon 210/210 coaté PVC
- Structure semi rigide
- Fermeture zip
- Poche intérieure pour élément réfrigérant, poche externe pour document
- Peuvent être désinfectés avec solutions de désinfection standard
- Stérilisables avec solutions aqueuses, stérilsation à froid
- Non autoclavables, lavables 40 °C
- Coloris bleu
- Marquage anglais/allemand

390971B



390974B



390975



Réf.	Adapté pour	Dimensions (mm)	Poche interne pour	CHF
390971B	1 container 390975	280 x 180 x 210	1 élément réfrigérant	NC -
390972B	2 containers 390975	320 x 300 x 220	2 éléments réfrigérant	NC -
390947B	3 containers 390975	430 x 300 x 200	3 éléments réfrigérant	NC -
390948B	6 containers 390975	420 x 300 x 380	4 éléments réfrigérant	NC -
390974B	1 container 390860	ø 120 x 150	-	NC -

Boîte de transport pour vacuettes

- Assure le transport sécurisé de vacuettes
- En polypropylène
- Joint silicone
- Insert en mousse pour 40 vacuettes
- Tampon en polymère absorbant
- Température de stockage -18 °C à +50 °C
- Conforme norme ADR/RID, IATA-DG, Code ICAO et IMDG

Référence	Dimensions (mm)	CHF
390975	270 x 125 x 180	NC -

Container de transport pour vacuettes

- Assure le transport sécurisé de vacuettes
- Conforme UN3373 - pour transport substances biologiques B
- En polypropylène
- Pour tubes 13 x 75 mm, 13 x 100 mm, 16 x 100 mm
- Tampon absorbant
- Insert en mousse pour 12 tubes
- Conforme aux normes ADR/RID, IATA-DG, Code ICAO et IMDG

Référence	Dimensions ø x h (mm)	CHF
390860	113 x 130	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com