Movebox - solution de transport pour échantillons biologiques

Movebox

- Conforme à la règlementation ADR 2009 - instruction P650 pour le transport des échantillons biologiques de catégorie B
- Conforme à GBEA II 2002 et NF EN ISO 15189 2007
- Le système peut contenir jusqu'à 77 tubes de 5, 7 ou 10 ml
- Portoir avec 2 anses de préhension intégrées
- Solution ergonomique

Sac isotherme Movebag

- Contenance jusqu'à 4 boîtes Movebox, soit 308 tubes
- Poche interne résistante pour les plaques eutectiques
- Facile à décontaminer



Plaques eutectiques pour Movebag

- Gestion optimisée de la température : ambiante (+22 °C) ou +4°C

Portoir pour tubes

- Pour tubes de diamètre 13 ou 16 mm
- 2 anses de préhension pour manipuler facilement le portoir
- Décontamination facilité

Absorbant pour boîte Movebox

- Feuille de micro-particules de gel qui permet une absorption du liquide en cas de fuite

Référence	Désignation	CHF
368700	Kit Movebox (Sac isotherme Movebag, 4 boîtes Movebox avec portoir pour tubes de diamètre 13 mm et 2 absorbants/boîte)	883,15 -
368701	Sac isotherme Movebag pour 4 boîtes Movebox	305,30 -
368702	Boîte Movebox avec portoir pour tubes de diamètre 13 mm et 2 absorbants	149,20 -
368703	Boîte Movebox avec portoir pour tubes de diamètre 16 mm et 2 absorbants	149,20 -
368704	Boîte Movebox coloris naturel	87,90 -
366907	Boîte Movebox coloris blanc	87,90 -
361575	Boîte Movebox coloris jaune	84,65 -
361577	Boîte Movebox coloris violet	87,85 -
361578	Boîte Movebox coloris vert	87,90 -
361579	Boîte Movebox coloris rose	87,90 -
368705	Portoir pour tubes de diamètre 13 mm	62,60 -
368706	Portoir pour tubes de diamètre 16 mm	62,60 -
368707	Plaque eutectique 22 °C de 200 g	72,20 -
368708	Plaque eutectique 22 °C de 1100 g	203,95 -
368709	Plaque eutectique 4 °C de 200 g	72,85 -
368710	Plaque eutectique 4 °C de 1100 g	203,95 -
368711K	Absorbant pour boîte Movebox	NC -

Blocs réfrigérants Freez'Pack



- Pour conserver au frais produits, liquides ou médicaments
- Sans risque (réfrigérant non toxique)
- Réutilisables à volonté
- Laisser au congélateur 2 à 4 heures avant l'utilisation
- Produit du froid tant qu'il est glacé
- Placer les Freez'Pack sur le dessus des produits à garder réfrigérés

Référence	Modèle	Pour glacières de volume	Dimensions (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
071110	M5	1 à 6 l	150 x 76 x 24	2	7,85 -
071111	M10	6 à 10 l	180 x 95 x 32	1	5,85 -
071112	M 20	10 à 19 l	200 x 170 x 30	1	11,15 -
071113	M 30	19 à 32 l	273 x 200 x 30	1	16,20 -

Coussin glaçon New Ice



Glaçon sous forme de coussin rempli d'eau ultra-pure. Idéal pour conserver les échantillons réfrigérés sans les inconvénients de la fonte des glaçons.

- Formé d'une poche en polyéthylène de haute pureté approuvée par la FDA
- Rempli d'eau ultra pure
- Réutilisable, lavable et recongelable

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
053096	Coussin glaçon New Ice	45	47,25 -