Gels réfrigérants o °C Gel Pack

Gel Pack standard

Référence	Désignation	Dimensions l x p x h (mm)	Unités/ carton	CHF/carton
761001B	En nylon 250 g	160 x 155 x 20	36	58,35 -
761008B	En nylon 90 g	90 x 110 x 20	70	NC -
761002A	En nylon 500 g	180 x 155 x 20	20	38,40 -
761003B	En nylon 1 kg	270 x 155 x 30	12	34,15 -

Gel Pack tissé

Revêtement tissé absorbant la condensation.

Référence	Désignation	Dimensions l x p x h (mm)	Unités/ carton	CHF/carton
761004A	Tissé 250 g	160 x 155 x 20	36	95,35 -
761005A	Tissé 500 g	180 x 155 x 20	20	65,50 -
761006	Tissé 1 kg	265 x 160 x 30	12	56,90 -
761006A	Tissé 1 kg	270 x 155 x 30	12	56,90 -

Gel Pack mélaminé

Revêtement haute résistance optimisant la réutilisation du gel.

Référence	Désignation	Dimensions l x p x h (mm)	Unités/ carton	CHF/carton
761007	En nylon mélaminé 1 kg	230 x 200 x 30	12	41,25 -
761007A	En nylon mélaminé 1 kg	230 x 200 x 30	12	41,25 -

- Avec revêtement en nylon standard, tissé ou mélaminé
- Non-toxiques, non-dangereux
- Biodégradables
- Conformes à la norme FDA 176.170 pour le contact alimentaire







Accumulateur de froid Flexi Pack

Reste flexible une fois congelé ! Idéal pour rafraîchir une bouteille puisqu'il s'enroule autour. Peut également s'utiliser en 1er secours.

- Idéal pour glacière d'une capacité entre 11 l et 18 l
- Taille : 19,5 x 24 x 1,8 cm / Poids : 300 g
- 12 compartiments



Référence	Désignation	CHF
071125	Freez Flexi Pack 12 compartiments	10,50 -

Boîte de stockage pour glace carbonique

- Boîte de stockage en polyéthylène monobloc ; isothermie par mousse de polyuréthane expansée
- Couvercle : joint monobloc en silicone, gonds moulés
- Joint du couvercle permettant l'isothermie tout en permettant le passage du gaz
- Porte-étiquette riveté, poignées de transport moulées
- Bonde de vidange et châssis encastré en acier traité anti-corrosion à partir de 150 litres
- Bacs gerbables
- Fermetures par genouillères encastrées, plombables
- Base à roulettes en option


BAC 130


BAC 420

Référence	Modèle	Capacité (litres)	Largeur ext. (mm)	Profondeur ext. (mm)	Hauteur ext. (mm)	Largeur int. (mm)	Profondeur int. (mm)	Hauteur int. (mm)	Poids (kg)	CHF
091733	BAC 55	53	600	500	580	415	315	410	16	1507,05 -
092800	BAC 130	138	800	600	715	620	410	520	31	1231 -
092801	BAC 160	150	800	600	1050	580	370	700	50	2449,20 -
092802	BAC 320	324	1200	800	930	980	580	570	83	3611,85 -
091738	BAC 420	420	1200	800	1050	1000	600	700	90	4070,05 -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com