Dewars cylindriques

			Sans poignée		Avec poignée	
Volume	**ø ext. x h (mm)**	**ø int. x h (mm)**	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**
100 ml	63 x 135	40 x 90	**091300**	**NC -**	-	-
200 ml	63 x 215	40 x 170	**091301**	**NC -**	**091324**	**NC -**
300 ml	72 x 240	47 x 190	**091302**	**NC -**	**091325**	**NC -**
450 ml	72 x 310	47 x 270	**091303**	**NC -**	**091326**	**NC -**
500 ml	81 x 260	57 x 210	**091304**	**NC -**	**091327**	**NC -**
750 ml	81 x 370	57 x 310	**091305**	**NC -**	**091328**	**NC -**
1250 ml	81 x 550	57 x 500	**091306**	**NC -**	-	-
800 ml	90 x 295	67 x 240	**091307**	**NC -**	**091329**	**NC -**
1,2 litres	90 x 395	67 x 350	**091308**	**NC -**	**091330**	**NC -**
1,7 litres	90 x 560	67 x 500	**091309**	**NC -**	-	-
1 litres	105 x 290	77 x 235	**091310**	**NC -**	**091331**	**NC -**
1,5 litres	105 x 395	77 x 345	**091311**	**NC -**	**091332**	**NC -**
2,1 litres	105 x 550	77 x 500	**091312**	**NC -**	-	-
1,5 litres	124 x 300	90 x 245	**091313**	**NC -**	**091333**	**NC -**
2 litres	124 x 390	90 x 340	**091314**	**NC -**	**091334**	**NC -**
3,2 litres	124 x 665	90 x 600	**091315**	**NC -**	-	-
1,5 litres	130 x 300	100 x 240	**091316**	**NC -**	**091335**	**NC -**
2 litres	130 x 345	100 x 290	**091317**	**NC -**	**091336**	**NC -**
4 litres	130 x 660	100 x 600	**091318**	**NC -**	-	-
2,5 litres	140 x 345	110 x 290	**091319**	**NC -**	**091337**	**NC -**
5 litres	140 x 660	110 x 600	**091320**	**NC -**	-	-
3 litres	165 x 280	138 x 230	**091321**	**NC -**	**091338**	**NC -**
4 litres	165 x 375	138 x 310	**091322**	**NC -**	**091339**	**NC -**
8 litres	165 x 660	138 x 600	**091323**	**NC -**	**091340**	**NC -**



- **En verre borosilicaté 3.3DIN/ISO 3585**
- **Pour le stockage et le transport de LN_2, CO_2 et autres liquides de refroidissement**
- **Deux séries : cylindrique et cylindrique avec poignée**
- **Couvercle non inclus**
- **Gamme de température d'utilisation de - 200 °C à + 200 °C**
- **Les ampoules en verre sont isolées par le vide et argentées**
- **Le boîtier extérieur est en aluminium coloris bleu, antimagnétique**

Dewars avec ampoule sphérique pour l'azote liquide

- **Ampoule interne en verre borosilicaté 3.3DIN/ISO 3585**
- **Pour le stockage et le transport de LN_2**
- **Les ampoules en verres sont isolées par le vide et argentées**
- **Poignée de transport sur le boîtier et couvercle**

Référence	Volume (l)	ø ext. x h (mm)	ø int. x h (mm)	CHF
091369	1	175 x 300	30 x 235	**NC -**
091370	3	225 x 380	60 x 305	**NC -**
091371	5	260 x 450	60 x 350	**NC -**
091372	10	330 x 480	65 x 380	**NC -**



Dewars de transport

Ampoule interne en verre borosilicaté 3.3DIN/ISO 3585

- **Pour le stockage et le transport de LN_2, CO_2 et autres liquides de refroidissement**
- **Gamme de température d'utilisation de -200 °C à + 200°C**
- **Les ampoules en verres sont isolées par le vide et argentées**
- **Poignée de transport sur le boîtier, clamps de fermeture et couvercle**
- **Deux modèles : boîtier extérieur en aluminium coloris bleu et boîtier extérieur en acier inoxydable**
- **Utilisables avec l'azote liquide en perçant le couvercle (trou Ø 2 mm environ)**

			Aluminium		Acier inox	
Volume (l)	**ø int. x h (mm)**	**ø ext. x h (mm)**	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**
1	100 x 150	120 x 215	**091353**	**NC -**	**091357**	**NC -**
2	138 x 170	160 x 245	**091354**	**NC -**	**091358**	**NC -**
3	138 x 230	160 x 305	**091355**	**NC -**	**091359**	**NC -**
4	138 x 310	160 x 382	**091356**	**NC -**	**091360**	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com