
Dewars avec ampoule en verre borosilicaté



Dewars avec ampoule en verre borosilicaté 3.3 pour le stockage et le transport de LN_2, CO_2 ou autres produits de refroidissement.



- **Gamme de température : -200 °C à + 200 °C**
- **Isolation du Dewar par le vide**
- **Couvercle à poignée, anses de côté pour le transport**
- **Utilisables avec l'azote liquide en perçant le couvercle (trou Ø 2 mm environ)**

Réf.	Capacité (litre)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Evaporation CO_2 (kg/d)	CHF
091361	4	158	183	210	250	340	0,45	**NC -**
091362	7	158	183	210	400	490	0,4	**NC -**
091363	7	200	230	250	275	385	0,45	**NC -**
091364	10	200	230	250	350	475	0,4	**NC -**
091365	14	200	230	250	500	610	0,4	**NC -**
091366	21	250	280	300	480	615	0,6	**NC -**
091367	28	250	280	300	620	750	0,6	**NC -**

Dewars acier inox à ouverture large



- **Conviennent pour gaz type LN_2 ou CO_2 ou liquides chauds**
- **Intérieur et extérieur en acier inox 304**
- **Livrés sans couvercle (option)**
- **2 modèles : avec anse et poignée ou avec anse sans poignée**
- **Température d'utilisation : - 200 °C à + 200 °C**

Capacité	0,5 litre	1 litre	1 litre	2 litres	3 litres	6 litres
Ø x h int. (mm)	65 x 180	85 x 206	100 x 156	100 x 285	184 x 160	184 x 270
Ø x h ext. (mm)	80 x 200	100 x 225	104 x 178	104 x 305	200 x 190	200 x 300
«Tx évaporation (l / j)	1,0	0,9 **	1,6	1,1	3,1	2,9

Modèle Anse + poignée

Référence	091716	091717	091718	091719	091720	091721
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Modèle Anse seule

Référence	091726	091727	091728	091729	091730	091731
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

** haute isolation

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
091722	Couvercle pour Dewar 0,50 l	**NC -**
091723	Couvercle pour Dewar 1 l (091717 et 091727)	**NC -**
091724	Couvercle pour Dewar 1 l et 2 l	**NC -**
091725	Couvercle pour Dewar 3 l et 6 l	**NC -**

Dewars en forme de coupelles



- **Utilisés pour le refroidissement de tubes à fond rond ou de petits échantillons**
- **Adéquats pour bain chaud ou froid**
- **A compléter par des couvercles**

Couvercles pour Dewar - 2 modèles :
- en polyéthylène d'une seule pièce ;
- en alu avec intérieur polyuréthane.

Dewars

Référence	Volume (ml)	ø int. x h (mm)	ø ext. x h (mm)	CHF
092051	80	67 x 40	90 x 75	**NC -**
092052	120	77 x 50	110 x 90	**NC -**
092029	260	100 x 65	130 x 110	**NC -**
092053	400	110 x 70	138 x 115	**NC -**
092054	680	138 x 80	170 x 125	**NC -**
092055	1600	170 x 110	215 x 145	**NC -**
092056	3000	200 x 125	238 x 160	**NC -**
092057	5800	250 x 150	292 x 195	**NC -**

Couvercles

Référence	Matériel	CHF
092058	Polyéthylène	**NC -**
092059	Polyéthylène	**NC -**
092060	Polyéthylène	**NC -**
092061	Polyéthylène	**NC -**
092062	Polyéthylène	**NC -**
092063	Alu et polyuréthane	**NC -**
092064	Alu et polyuréthane	**NC -**
092065	Alu et polyuréthane	**NC -**

Dewars de stockage et transfert



Modèle	5 litres	10 litres	20 litres	30 litres
Capacité d'azote liquide	5 litres	10 litres	21 litres	32 litres
Evaporation statique (l/jour)	0,15	0,18	0,18	0,22
Maintient statique	33,3 jours	55,6 jours	116,7 jours	128 jours
H x diamètre (cm)	46,2 x 22,4	54,6 x 26,2	62,8 x 36,8	61,2 x 43,2
Diamètre du col (cm)	5,6	5,6	5	6,4
Poids à vide (kg)	5,4	6,4	10,9	13,6
Référence	**078641**	**078642**	**078643**	**078644**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -