Dewars acier inox Agil

- **Construction en acier inox**
- **Compacts et robustes**
- **Munis d'une poignée verseuse**
- **Bouchon en liège en option**
- **Température d'utilisation : -200 °C à +200 °C**



Capacité	0,5 l	1 l (haut)	1 l	2 l	3 l	6 l
Ø int.(mm)	65	85	100	100	185	185
Ø ext.(mm)	87	107	122	122	200	200
Hauteur tot.(mm)	203	231	177	312	190	300
Poids à vide (kg)	0,56	0,95	0,8	1,35	1,78	2,4
Taux évaporation (l/jour)	1	0,9	1,6	1,1	3,1	2,9
Référence	**082670**	**082671**	**082672**	**082673**	**082674**	**082675**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bouchons en liège



Référence	Bouchon pour dewars	CHF
082676	0,5 l	**56,65 -**
082677	1 l (haut)	**70,95 -**
082678	1 l et 2 l	**79,95 -**
082679	3 l et 6 l	**317 -**

Dewars en plastique

- **En polyéthylène haute densité (couvercle et corps)**
- **Poignée recouverte de polyéthylène**
- **A double paroi remplie de mousse de polyuréthane sans CFC**
- **Utilisables de - 196 °C à + 100 °C**



Modèle	1 litre	2 litres	4 litres	10 litres
ø int. (mm)	95	121	146	197
Hauteur utile (mm)	194	225	287	394
Hauteur totale (mm)	229	260	324	456
Référence	**028063**	**028064**	**028065**	**028066**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE

Cryoconservateurs à canisters Bio-Cane

2 modèles pour maintenir les échantillons jusqu'à 7 mois sans rajouter d'azote liquide.

- **Canisters numérotés et color-codés**
- **Construction en aluminium et isolation par le vide**



Référence	Modèle	Capacité (l)	Nombre de cannes / flacons 2 ml par canne	Autonomie (jours)	Capacité totale en flacons 2 ml	Taux d'évapo-ration (l)	ø int. du col (cm)	ø ext. (cm)	Poids (Kg)	CHF
CK509X3	Bio-Cane 34	34,8	120 / 5	193	600	0,18	8,8	46,4 x 67,6	18,6	**NC -**
CK509X4	Bio-Cane 47	47,4	252 / 5	121	1260	0,39	12,7	50,8 x 67,3	21,3	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
078562	Base à roulettes réglables pour Bio-Cane 20, 34, 47	**NC -**
078300	Base à roulettes réglables pour Bio-Cane 73	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com