Cryoconservateurs à canisters GT Air Liquide

- **Construction en aluminium avec superisolation et col en résine alliant performances thermiques, légèreté et robustesse**
- **Pour le stockage d'échantillons de petite taille (paillettes et cryotubes)**
- **Existent en version longue autonomie ou en version grande capacité**
- **Livrés avec canisters en acier inox ou polycarbonate, avec système anti-flottaison**

Gamme GT longue autonomie

Modèle	GT 3	GT 9	GT 11		GT 21		GT 35	
Capacité (l)	3,7	9,3	12,2		21,5		33,6	
Diamètre du col (mm)	50	50	50		50		50	
Poids à vide (kg)	4,5	8,2	9,2		13		15	
Poids plein (kg)	7,5	15,7	19		30,4		43	
Diamètre extérieur (mm)	248	358	308		388		468	
Hauteur totale (mm)	405	450	630		660		660	
Evaporation journalière (l/j) **	0,11	0,11	0,09		0,09		0,09	
Autonomie statique (j) **	33	84	130		225		350	
Nombre de canisters	6	6	6		6		6	
ø x h des canisters (mm)	38 x 120	338 x 120	38 x 120	38 x 280	38 x 120	38 x 280	38 x 120	38 x 280
Nbre d'étages de gobelets	1	1	1	2	1	2	1	2
Capacité totale cryotubes 2 ml sur baguettes porte tubes dans canisters 2 étages	-	-	-	180	-	180	-	180
Référence avec canisters plastique	**082233**	**082238**	**082240**	**082242**	**082247**	**082249**	**082252**	**082254**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence avec canisters inox	**082234**	**082237**	**082239**	**082241**	**082246**	**082248**	**082251**	**082253**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Gamme GT longue autonomie



Gamme GT large capacité


Canisters couleur

Gamme GT large capacité

Modèle	GT 26	GT 38	GT 40
Capacité (l)	26,7	37	40
Diamètre du col (mm)	80	80	120
Poids à vide(kg)	14,8	19	24
Poids plein (kg)	36	49	57
Diamètre extérieur(mm)	468	468	468
Hauteur totale(mm)	460	715	710
Evaporation journalière (l/j) **	0,29	0,15	0,29
Autonomie statique (j) **	90	245	140
Nombre de canisters	9	6	10
ø x h des canisters (mm)	67 x 110	67 x 280	73 x 280
Nbre d'étages de gobelets	1	2	2
Capacité totale cryotubes 2 ml*	-	612	1200
Capacité totale cryotubes 5 ml*	-	306	600
Référence avec canisters inox	**082250**	**082255**	**082256**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Sur baguette porte-tubes, en canister 2 étages

** L'évaporation journalière et l'autonomie statique s'entendent à 20°C, 1013 mb, récipient immobile, bouchon fermé et sans aménagement.
Ces valeurs sont nominales et peuvent varier en fonction de l'historique du récipient et des tolérances de fabrication.

Enregistreur de température T° Tracker

- **Affichage LCD en temps réel**
- **Mesure de la température en °C et °F, de -200 °C à +50 °C**
- **Grande capacité de mémoires : de 91 jours à 14 ans**
- **Alarmes :**
  - **de température programmable, sonore et visuelle**
  - **de défaut de sonde de température**
  - **de saturation de la mémoire**
  - **de niveau bas des piles**
  - **de rappel de calibration**



- **Peut être vissé, riveté, ou scratché, permettant de l'adapter sur tout support**
- **Fonctionne avec 3 piles AAA (autonomie 15 mois) ou sur prise secteur**
- **Livré avec boîtier, support, sonde, rallonge pour sonde, câble USB, prise secteur, et notice**
- **Certificat de calibration fourni**
- **Packs avec cryoconservateurs GT et T°Tracker**

Référence	Désignation	CHF
082680	Enregistreur de température Tracker Pack complet	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
082653	Embase à roulettes blocables pour GT 21, 26, 35, 38, 40	NC -
082304	Bouchons (remplacement) GT 2	NC -
082357	Bouchon (remplacement) GT 3, 7, 9 équipé de canister plastique	NC -
082358	Bouchon (remplacement) GT 11, 21, 35 équipé de canister plastique	NC -
082359	Bouchon (remplacement) GT 14/6, 18	NC -
082360	Bouchon (remplacement) GT 14/9	NC -
082355	Bouchon (remplacement) GT3, 7, 9 équipé de canister inox	NC -
082354	Bouchon (remplacement) GT11, 21, 35 équipé de canister inox	NC -
082361	Bouchon (remplacement) GT26	NC -
082362	Bouchon (remplacement) GT38	NC -
082356	Bouchon (remplacement) GT40	NC -
082547	Couvercles pour canisters en plastique ø 35 mm (les 6)	NC -
082543	Gobelet ø 35 mm (les 20)	NC -
082544	Gobelet ø 65 mm (les 20)	NC -
082545	Gobelet «marguerite» pour paillettes ø 65 avec bouchon (les 5)	NC -
082538	Visotubes avec bouchons ø 12mm pour stockage des paillettes (les 100)	NC -
082546	Tirette retrait gobelet pour canister 2 étages ø 35 et 65 mm	NC -
055030	Baguette aluminium pour canisters hauteur 280 mm (6 cryotubes 2 ml ou 3 cryotubes 5 ml)	NC -