
Cryoconservateurs ARPEGE

Récipient de moyenne capacité pour la cryoconservation de produits biologiques de petite taille.

- **Aucun cryotube n'est destiné à être plongé directement dans la phase liquide de l'azote liquide, mais uniquement au stockage dans la phase gazeuse de l'azote. Si de l'azote liquide venait à pénétrer dans le tube, il y aurait un risque d'explosion dû à la pression engendrée par le passage de l'azote de la phase liquide à la phase gazeuse lors du retrait et / ou décongélation des tubes.**
- **Différentes options disponibles :**
  - Pack OPTIMAL : cryoconservateur avec CryoMemo
  - Pack OPTIMAL 2 : cryoconservateur avec CryoMemo + option remplissage automatique
  - Pack OPTIMAL 3 : cryoconservateur avec CryoMemo + option remplissage automatique + option dégazage
- **CryoMemo :**
  Système continu de surveillance des récipients :
  - Surveillance continue du niveau d'azote et de la température (2 sondes de température de série) avec alarmes visuelles et sonores associées
  - Système sécurisé de remplissage et anti-débordement (optionnel)
  - Système de surveillance pour 1 ou plusieurs récipients
  - Affichage rétroéclairé du niveau d'azote, de la température et des alarmes
  - Sortie Ethernet avec serveur pour surveillance à distance
- **Connecteur azote liquide avec filetage 3/4" - 16 UNF 2A-RH**
- **A compléter par les sets de racks**
- **Système de blocage individuel des cryoboîtes à chaque étage du rack**
- **Pour la cryoconservation en phase liquide (références adaptées pour phase gazeuse disponibles sur demande)**
- **Livrés avec racks pour tubes de 2 ml ou racks pour tubes de 5 ml**









Crochet rack

Rack 10, 9 et 5 étages



Modèle	ARPEGE 40		ARPEGE 70		ARPEGE 110		ARPEGE 140		ARPEGE 170		ARPEGE 55		ARPEGE 75	
Dimensions														
Capacité utile (l)	40		72		116		144		172		55		75	
Hauteur sans CryoMemo (mm)	735		738		962		911		1028		755		930	
Hauteur avec CryoMemo (mm)	970		921		1145		1094		1211		1035		1200	
Largeur (mm)	468		586		586		683		683		468		468	
Profondeur (mm)	552		673		673		770		770		546		546	
Diamètre du col (mm)	120		215		215		215		215		378		378	
Poids vide sans équipement (kg)	22		47		57		68		74		27		30	
Poids plein sans équipement (kg)	54		105		150		184		212		72		88	
Consommation														
Autonomie statique (j)	138		120		178		222		246		23		29	
Evaporation journalière (l/j)	0,29		0,6		0,65		0,65		0,7		2,4		2,5	
Capacité (avec set de racks)														
Tubes 2 ml	750		2000		3600		4800		6000		3618		4824	
Dim. max. boites (l x p x h) (mm)	76 x 76 x 52		133 x 133 x 52		133 x 133 x 52		133 x 133 x 52		133 x 133 x 52		Aucune (rack forme camembert)		Aucune (rack forme camembert)	
Nombre de racks	6		4		4		6		6		6		6	
Nombre d'étages	5		5		9		8		10		9		12	
Tubes 5 ml	-		972		1620		1944		2430		1071		2142	
Dim. max. boites (l x p x h) (mm)	-		133 x 133 x 95		133 x 133 x 95		133 x 133 x 95		133 x 133 x 95		-		-	
Nombre de racks	-		4		4		6		6		21 canisters		21 canisters	
Nombre d'étages	-		3		5		4		5		21 gobelets		42 gobelets	
Cryoconservateurs sans racks	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**
Seul	**082102B**	**NC -**	**082106B**	**NC -**	**082121B**	**NC -**	**082137B**	**NC -**	**082153B**	**NC -**	**082169B**	**NC -**	**082190B**	**NC -**
Pack OPTIMAL	**082709**	**NC -**	**082710**	**NC -**	**082713**	**NC -**	**082716**	**NC -**	**082719**	**NC -**	**082722**	**NC -**	**082725**	**NC -**
Pack OPTIMAL 2	**-**	**-**	**082711**	**NC -**	**082714**	**NC -**	**082717**	**NC -**	**082720**	**NC -**	**082723**	**NC -**	**082726**	**NC -**
Pack OPTIMAL 3	**-**	**-**	**082712**	**NC -**	**082715**	**NC -**	**082718**	**NC -**	**082721**	**NC -**	**082724**	**NC -**	**082727**	**NC -**
Set de racks pour	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**
Tubes 2 ml	**082507**	**NC -**	**082508**	**NC -**	**082509**	**NC -**	**082510**	**NC -**	**082511**	**NC -**	**082516**	**NC -**	**082517**	**NC -**
Tubes 5 ml	**-**	**-**	**082512**	**NC -**	**082513**	**NC -**	**082514**	**NC -**	**082515**	**NC -**	**082468***	**NC -**	**082470***	**NC -**
Accessoires	**Réf.**	**€HT**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**
Embase à roulettes	**082653**	**NC -**	**082101**	**NC -**	**082101**	**NC -**	**082101**	**NC -**	**082101**	**NC -**	**082653**	**NC -**	**082653**	**NC -**
Kit de serrage récipient pour embase à roulettes	**082655**	**NC -**	**082655**	**NC -**	**082655**	**NC -**	**082655**	**NC -**	**082655**	**NC -**	**082655**	**NC -**	**082655**	**NC -**
Flexible DN10-180/180 - l. 1,5 m	**082570**	**NC -**	**082570**	**NC -**	**082570**	**NC -**	**082570**	**NC -**	**082570**	**NC -**	**082570**	**NC -**	**082570**	**NC -**
Système de verrouillage pour bouchons	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**082736**	**NC -**	**082736**	**NC -**

* Composé de canisters et gobelets en plastique

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com