CRYOCONSERVATEURS

Cryoconservateurs gamme Voyageur



- Conçus pour le transport de produits biologiques
- Une matière poreuse absorbe l'azote liquide et assure la conservation des échantillons en phase gazeuse
- Suppression des projections de liquide en cas de renversement
- Consommation en azote extrêment faible, garantie d'une plus grande autonomie
- Réservoirs secs conformes à la règlementation internationale applicable au transport des matières dangeureuses par voie terrestre (ADR), aérienne (IATA-OACI) et ferroviaire (RID)
- Les Voyageurs 2 sont livrés avec leurs canisters

Modèle	VOYAGEUR 2	VOYAGEUR PLUS
Capacité utile (l)	1,75	20,6
Capacité absorbée (l)	1,35	7,2
Diamètre du col (mm)	30	215
Poids à vide (kg)	2,4	14,2
Poids plein (kg)	3,5	20
Diamètre extérieur (mm)	174	356
Hauteur totale (mm)	395	575
Evaporation journalière (l/J)	0,1	0,8
Autonamie dynamique (j)	8	6
Nombre de canisters	2	-
Diamètre des canisters (mm)	26	-
Hauteur des canisters (mm)	120	-
Nombre d'étages de gobelets	1	-
Capacité totale paillettes 0,25 ml	220	-
Capacité totale paillettes 0,5 ml	110	-
Capacité totale tubes 2 ml	-	500 (boîtes de 100 tubes)
Capacité totale tubes 5 ml	-	162
Capacité totale poches DF700	-	6
Autres poches	-	Nous consulter
Référence*	**082275**	**082281**
CHF	**NC -**	**NC -**

* Références compatibles avec enregistreur Tracker

Accessoires	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Rack 2 étages pour boîtes 133 x 133 x 95 mm	-	-	**082476**	**NC -**
Rack 3 étages pour poches 25 ml	-	-	**082657**	**NC -**
Rack 5 étages pour boîtes 75 x 75 x 51 mm	-	-	**082478**	**NC -**
Rack 5 étages pour boîtes 133 x 133 x 51 mm	-	-	**082477**	**NC -**
Rack 5 étages pour boîtes 145 x 145 x 51 mm	-	-	**082483**	**NC -**
Rack 1 étage pour poche DF700	-	-	**082479**	**NC -**
Canister plastique	**082461**	**NC -**	-	-
Canister inox avec tige droite	**082462**	**NC -**	-	-
Canister inox avec tige excentrée	-	-	-	-
Sur-emballage de protection plastique	**082419**	**NC -**	**082422**	**NC -**
Enregistreur de température Tracker	**082680**	**NC -**	**082680**	**NC -**
Bouchon	**082304**	**NC -**	**082418**	**NC -**
Embase à roulettes	-	-	**082653**	**NC -**
Gobelet diam. 65 mm (lot de 20)	**082544**	**NC -**	**082544**	**NC -**
Gobelet diam. 65 mm « Marguerite » (lot de 5)	**082545**	**NC -**	**082545**	**NC -**
Gobelet percé 65 mm avec couvercle (lot de 10)	**082652**	**NC -**	**082652**	**NC -**
Sangle de transport	**082305**	**NC -**	-	-

Pince Cryoclaw



- En polypropylène
- Avec dents crantées
- Verrouillable en position fermée permettant la saisie de tubes en toute sécurité
- Longueur totale : environ 1 mètre
- Ecartement max. : 8 cm

Référence	Désignation	CHF
078302	Pince Cryoclaw	**NC -**
078563	Ventouse de rechange (les 2)	**NC -**