Bouteilles en polyéthylène haute densité, col large

Bouteilles carrées col large Nalgene™



- Bouteille carrée en HDPE
- Bouchon en polypropylène
- Col large
- Etanche

Capacité (ml)	60	175	250	500	1000
Dimensions (mm)	83 x 38 x 38	102 x 51 x 51	114 x 64 x 64	146 x 76 x 76	181 x 95 x 95
Taille bouchon (mm)	28	38	43	53	63
Référence	**028720**	**028721**	**028722**	**028723**	**028724**
Unités/sachet	12	12	12	12	6
CHF/sachet	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bouteilles rectangulaires en HDPE





En coloris naturel ou ambré.

Volume (ml)	125	250	500	1000	2000
H x l x p (mm)	102 x 64 x 38	114 x 76 x 48	140 x 94 x 58	180 x 125 x 71	239 x 152 x 81
ø bouchon (mm)	28	38	48	53	63

Bouteille rectangulaire en HDPE coloris naturel

Référence	**029392**	**029393**	**029394**	**029395**	**029396**
Unités/sachet	12	12	12	6	4
Unités/carton	72	72	48	24	12
CHF/sachet	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bouteille rectangulaire en HDPE coloris ambré

Référence	**029397**	**029398**	**029399**	**029400**	**029401**
Unités/sachet	12	12	12	6	4
Unités/carton	72	72	48	24	12
CHF/sachet	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Grandes bouteilles carrées large ouverture



- En HDPE
- Bouchon en polypropylène blanc
- Avec poignées moulées intégrées

Référence	Capacité	Matériau	Bouchon	CHF
029535A	4 litres	HDPE	100 mm	**NC -**

Flacon carré à col large en HDPE



- Teinte naturelle
- Livré sans bouchon (à commander séparément)

Réf.	Vol. (ml)	Dim. corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage Ø ext. (mm)	H. sans bouchon (mm)	CHF
063330	100	46 x 46	31	40	72	**NC -**

Bouchon à vis pour flacon col large

- Noir, joint mousse PE

Référence	Pour pot de volume (ml)	Filetage interne (mm)	CHF
063257	100	40	**NC -**

Flacons carrés 2 litres à 2,7 litres en polyéthylène large ouverture Corning® Gosselin™


* ø ouverture

- Pour stockage de liquides, solides ou poudres
- En polyéthylène translucide
- Col large, facile à remplir
- Modèles gradués
- Aseptiques bouchés (bouchons à vis jointés)
- Modèles en coloris marron pour les réactifs photosensibles
- Poignée moulée dans la masse pour le 2,7 l assurant une bonne prise en main
- Modèles 2,5 l et 2,7 l recommandés pour le recueil d'urine

Référence	Volume (l)	Hauteur (mm)	ø * (mm)	Couleur	Couleur fermeture	Unités/ carton	CHF/ carton
030846	2	230	73	Naturel	Rouge	50	**NC -**
030849	2,7	250	70	Naturel	Rouge	30	**NC -**