Bouteilles en polyéthylène haute densité, col étroit

Flacons à col étroit ONU en HDPE

Pour flacon de vol. (ml)	Dim. corps (mm)	Ø col int.	Filetage Ø ext. (mm)	H. sans bouchon (mm)	Poids (g)	Homologation	Coloris naturel Référence	Coloris naturel CHF	Coloris noir Référence	Coloris noir CHF
500	77 x 77	28,7	45	176,5	52	UN 1H1/X1.9/250	**063380**	**NC -**	**063451**	**NC -**
1000	96 x 96	28,7	45	211,8	92	UN 3H1/X1.9/250	**063365**	**NC -**	**063452**	**NC -**
2500	126 x 126	28,7	45	282	167	UN 3H1/X1.9/250	**063366**	**NC -**	**063384**	**NC -**



- **Coloris naturel ou noir**
- **Flacons à col étroit avec homologation ONU**
- **Renfoncement prévu pour l'étiquetage 1000 et 2500 ml**
- **Trois types de bouchons disponibles**
- **Livrés sans bouchon (à commander séparément)**

Bouchons noirs pour flacons à col étroit ONU en HDPE

Pour flacon (ml)	Filetage Ø (mm)	Bouchon cloche PP, avec bague d'inviolabilité PP rouge et avec godet PTFE Référence	Bouchon cloche PP, avec bague d'inviolabilité PP rouge et avec godet PTFE CHF	Bouchon cloche PP, rouge système dégazage et avec godet PTFE perforé Référence	Bouchon cloche PP, rouge système dégazage et avec godet PTFE perforé CHF
500 à 2500	45	**063367**	**NC -**	**063368**	**NC -**

Bouteilles carrées col étroit Nalgene™



- **Bouteille carrée en HDPE**
- **Bouchon en polypropylène**
- **Etanche**

Capacité (ml)	30	60	125	250	500	1000
h x côté (mm)	63 x 38	83 x 41	110 x 54	116 x 61	146 x 74	181 x 95
Taille bouchon (mm)	20	24	38–430	38–430	38–430	38–430
Référence	**028707**	**028708**	**028709**	**028710**	**028711**	**028712**
Unités/sachet	12	12	12	12	12	6
CHF/sachet	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Flacons carrés à col étroit en HDPE



- **Faciles à manipuler grâce à ses rainures latérales**
- **Surface étiquetable**
- **Livrés sans bouchon (à commander séparément)**

Réf.	Volume (ml)	Dim. corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage Ø ext. (mm)	H. sans bouchon (mm)	CHF
063210	250	59 x 59	30,8	40	110,5	**NC -**
063211	500	69 x 69	30,8	40	145,5	**NC -**

Flacons carrés à rainures en HDPE



- **En HDPE**
- **Etanches**
- **Faciles à manipuler grâce à ses rainures latérales**
- **Surface étiquetable**
- **Livrés sans bouchon (à commander séparément)**

Réf.	Vol. (ml)	Dim. corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage Ø ext. (mm)	H. sans bouchon (mm)	CHF
063206	100	40,5 x 32	12,9	18	110,5	**NC -**
063207	250	53,5 x 42,5	19	25	148	**NC -**
063209	1000	84 x 66	19	25	222,5	**NC -**

Bouchons pour flacon à col étroit

Filetage	Bouchon à vis LDPE Réf.	Bouchon à vis LDPE CHF/unité	Bouchon compte-gouttes Réf.	Bouchon compte-gouttes CHF/unité	Capuchon rouge compte-gouttes Réf.	Capuchon rouge compte-gouttes CHF
18	-	-	**063281**	**NC -**	**063297**	**NC -**
25	**063232B**	**NC -**	**063280**	**NC -**	**063297**	**NC -**