Bouteilles en polyéthylène basse densité, col étroit

Bouteilles LDPE à faible taux de particules Nalgene™



Présentent naturellement un taux de métaux à l'état de traces.

- Certifiées contenant moins de 20 particules de 0,3 µm par ml
- Certificat d'analyse inclus dans chaque carton
- Etanches, non stériles
- Double emballage sous hotte à flux laminaire classe 10 et en salle blanche classe 100

Vol. (ml)	Réf.	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
125	**029912**	12	72	**NC -**
500	**029914**	12	48	**NC -**

Flacons à col étroit gris foncé



- En polyéthylène
- Complètement opaques
- Idéal pour matières photosensibles, soit liquides soit solides
- Livrés avec obturateurs pour assurer une étanchéité parfaite
- Epaulement perforé pour plombage et pose d'étiquettes

Référence	Volume (ml)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	ø col (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
391256	50	39	76,5	18,5	100	**NC -**
391257	125	46	115	18,5	100	**NC -**
391258	250	60	137	23	50	**NC -**
391259	500	74	165	23	25	**NC -**
391260	1000	93	213	34,5	20	**NC -**
391261	2000	116	273	34,5	20	**NC -**

Flacons carrés col étroit en polyéthylène avec bouchon rouge Corning® Gosselin™



Non stériles.

Référence	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
030435	100	39 x 39 x 103	300	**NC -**
030437	250	55 x 55 x 128	208	**NC -**
030438	500	70 x 70 x 149	100	**NC -**
030439	1000	89 x 89 x 184	60	**NC -**

Bouteilles en TPX, col large

Bouteilles rondes col large Nalgene™



- Bouteille ronde en PMP
- Etanche
- Bouchon en polypropylène
- Autoclavable
- Col large

Capacité (ml)	250	500	1000
Taille bouchon (mm)	43	53	63
Unités/sachet	12	12	6
Unités/carton	72	48	24
Référence	**028118**	**028152**	**028153**
Unités/carton	24	16	16
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**