Bouteilles en PVC, col large

Flacons carrés à col large en PVC



- Translucides
- Col large facile à remplir et à nettoyer
- Bouchon à vis noir avec joint mousse PE, étanche
- Bruns translucides pour les produits sensibles à la lumière
- Livrés sans bouchon (à commander séparément, voir ci-dessous)

					Ambrés		Translucides	
Vol. (ml)	Dim. corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage Ø ext. (mm)	H. sans bouchon (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF
50	38,5 x 38,5	23	32	60,5	063250	NC -	063225	NC -
100	46 x 46	31	40	71	063251	NC -	063226	NC -
300	67,5 x 67,5	41	50	94	063264	NC -	-	-
500	80,5 x 80,5	54	65	108	063253	NC -	063228	NC -
750	91,5 x 91,5	69	80	120	063266	NC -	063265	NC -
1000	97 x 97	69	80	143	063254	NC -	063229	NC -
2000	122 x 122	69	80	187	063299	NC -	063298	NC -

Bouchons pour flacons carrés en PVC

- Noirs, avec joint mousse PE

Référence	Pour pots de volume (ml)	Filetage	CHF
063256	50	32	NC -
063257	100	40	NC -
063258	200 / 300	50	NC -
063259	500	65	NC -
063260	750/1000/1500/2000	80	NC -
063261	2000	80	NC -

Bouteilles en polycarbonate, col large

Bouteilles en polycarbonate



- En polycarbonate
- Optiquement transparentes
- Résistantes à la casse
- Autoclavables (ainsi que le bouchon fourni)

Référence	Volume (ml)	Forme	Filetage	Unités/ carton	CHF/ carton
360519	180	Ronde, col large	54 mm	12	NC -
360518	400	Ronde, col large	63 mm	12	NC -
360517	500	Ronde, col large	63 mm	12	NC -
360516	1000	Ronde, col large	63 mm	12	NC -

Bouteilles en polycarbonate, col étroit

DWK LIFE SCIENCES

Bouteilles en polycarbonate Azlon®





- En polycarbonate hautement transparent
- Fournies avec bouchon polypropylène sans joint
- De forme ronde standard, ou de forme carrée pratique
- Résistantes et durables, autoclavables à +121 °C

Bouteilles carrées en PC

Référence	Volume (ml)	Ø base x h (mm)	Ø col (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
251575	250	59 x 139	28	24	NC -
251576	500	73 x 172	28	12	NC -
251577	1000	92 x 213	28	12	NC -
251578	2000	115 x 266	40	6	NC -

Bouteilles rondes en PC

Référence	Volume (ml)	Dimmensions (Ø x h)(mm)	Ø col (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
251579	500	81 x 175	28	12	NC -
251580	1000	97 x 216	28	12	NC -