Bouteilles en polycarbonate, col étroit

Flacons carrés stériles Pharmatainers™ PC

Flacons stériles bouchés de grade médical. Conviennent au stockage, transport et congélation de vaccins, produits biopharmaceutiques, milieux de culture et solutions biologiques.



- Gradués
- Avec bouchons étanches à double scellé en HDPE naturel
- Stérilisés aux rayons gamma, SAL 10^{-6}
- Fabriqués à partir de résine 100 % vierge, sans composés animaux
- Testés endotoxin-free et non-cytotoxiques
- PC : résistants de -130 °C à +135 °C, testés parfaitement étanches en congélation -80 °C
- Traçabilité : chaque flacon porte un numéro de série unique, numéro de lot, date d'expiration et un code-barre



Retrouvez bouchons et accessoires sur www.milian.com

Vol.	Ø bouchon (mm)	Ø col (mm)	Dimensions l x p x h (mm)	Unité de vente	Réf.	CHF/unité de vente
125 ml	48	37	58,8 x 58,2 x 95	Carton de 100	351023	NC -
				Sachet de 5	351024	NC -
500 ml	48	37	83,2 x 83,2 x 152	Carton de 60	351025	NC -
				Sachet de 5	351026	NC -
1 l	48	37	101 x 101 x 187	Carton de 30	351027	NC -
				Sachet de 5	351028	NC -
2 l	48	37	120 x 120 x 240	Carton de 20	351030	NC -
				Sachet de 5	351031	NC -
5 l	70	55	168 x 168 x 322	Carton de 6	351032	NC -
				Individuel	351033	NC -
10 l	70	55	212 x 212 x 395	Carton de 2	351034	NC -
				Individuel	351035	NC -
20 l	70	55	256 x 256 x 500	Carton de 2	351036	NC -
				Individuel	351037	NC -

Bouteilles en PET, col étroit

Bouteilles carrées stériles en PET milieu Nalgene™



- Légères, résistantes
- Graduations moulées
- Excellente barrière aux gaz
- Réalisées sans composés dérivés de l'animal
- Stérilisées aux rayons gamma, SAL 10^{-6}
- En conformité avec les tests standard des produits biologiques (dont USP Class VI, UPS ‹661›, European Pharmacopoeia for Abnor-mal Toxicity, Cytotoxicity, Hemolysis, and Non-pyrogenic)
- Compatibles avec les envois aériens

Cyto-toxique · Pyro-gènes · Hémo-lytique

Bouteilles en PET avec bouchon en HDPE naturel

- Livrées avec bouchon
- Emballage en plateau filmé dans une zone de protection à environnement critique

Référence	Volume (ml)	Col	Unités/ carton	CHF/ carton
029557B	500	38-430	48	NC -
029558B	1000	38-430	24	NC -

Bouteilles en PET sans bouchon

- Bouchon avec bague de scellé vendu séparément

Référence	Matériau	Volume (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
030178B	PET	125	96	NC -
030179	PET	650	48	NC -
030180	PET	1000	24	NC -

Bouchons en HDPE avec bague de scellé

- Conviennent aux bouteilles en PET et PETG avec filetage 38-430
- Garantis sans fuite si utilisés avec les bouteilles Nalgene™ en PET et PETG
- Moulés avec une bague de scellé
- Conception unique, évitant la rupture de la bague de scellé pendant la pose du bouchon
- Surface plane pour étiquetage

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
030184	Bouchon HDPE avec bague de scellé 38-430	240	NC -