Bouteilles en PET, col étroit

Flacons carrés stériles Pharmatainers™ PET

Flacons stériles bouchés de grade médical. Conviennent au stockage, transport et congélation de vaccins, produits biopharmaceutiques, milieux de culture et solutions biologiques.



- **Gradués**
- **Avec bouchons étanches à double scellé en HDPE naturel**
- **Stérilisés aux rayons gamma, SAL 10^{-6}**
- **Fabriqués à partir de résine 100 % vierge, sans composés animaux**
- **Testés endotoxin-free et non-cytotoxiques**
- **PET : résistants de -40 °C à +60 °C**
- **Traçabilité : chaque flacon porte un numéro de série unique, numéro de lot, date d'expiration et un code-barre**

Vol.	Ø bouchon (mm)	Ø col (mm)	Dimensions l x p x h (mm)	Unité de vente	Réf.	CHF/unité de vente
125 ml	48	37	58,8 x 58,2 x 95	Carton de 100	**351000**	**NC -**
				Sachet de 5	**351000A**	**NC -**
500 ml	48	37	83,2 x 83,2 x 152	Carton de 60	**351017**	**NC -**
				Sachet de 5	**351017A**	**NC -**
1 l	48	37	101 x 101 x 187	Carton de 30	**351018**	**NC -**
				Sachet de 5	**351018A**	**NC -**
2 l	48	37	120 x 120 x 240	Carton de 20	**351019**	**NC -**
				Sachet de 5	**351019A**	**NC -**
5 l	70	55	168 x 168 x 322	Carton de 6	**351020**	**NC -**
				Individuel	**351020A**	**NC -**
10 l	70	55	212 x 212 x 395	Carton de 2	**351021**	**NC -**
				Individuel	**351021A**	**NC -**
20 l	70	55	256 x 256 x 500	Carton de 2	**351022**	**NC -**
				Individuel	**351022A**	**NC -**

Bouteilles en PETG, col large

Flacons carrés à col large en PETG



- **En PETG transparent**
- **Livrés sans bouchon (à commander séparément)**

Réf.	Volume (ml)	Dim. corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage Ø ext. (mm)	H. sans bouchon (mm)	CHF
063304	50	38,5 x 38,5	23	32	60,5	**NC -**
063305	100	46 x 46	31	40	71	**NC -**
063306	200	59,5 x 59,5	41	50	88	**NC -**
063307	500	80,5 x 80,5	54	65	108	**NC -**
063308	1000	97 x 97	69	80	143	**NC -**

Bouchons pour flacons carrés en PETG

- **Noirs, avec joint mousse PE**

Référence	Pour pots de volume (ml)	Filetage	CHF
063256	50	32	**NC -**
063257	100	40	**NC -**
063258	200 / 300	50	**NC -**
063259	500/750	65	**NC -**
063260	1000/1500/2000	80	**NC -**
063261	2000	80	**NC -**