Bouteilles en aluminium

Bouteilles en aluminium

Pour le stockage, le transport et l'expédition d' échantillon.

- Flacon en aluminium pur (AL 99,5) léger, incassable et opaque
- Fermeture étanche avec bouchon fileté en PP avec joint intérieur en aluminium
- Agrément UN 1B1/X/250 pour le transport sauf référence 671063

Référence	Volume (ml)	Ø (mm)	Hauteur avec bouchon (mm)	CHF
671063	38	35	70	**NC -**
795597	60	40	88	**NC -**
795598	120	57	97	**NC -**
795599	300	57	160	**NC -**
671084	600	74	192	**NC -**
795600	1200	88	248	**NC -**
795762	3000	161	215	**NC -**
795763	5600	161	340	**NC -**



Bonbonnes en polypropylène, sans robinet

Bonbonnes Nalgene™

- En polypropylène
- Etanches, pour le stockage d'eau distillée ou de réactifs
- 2 poignées, avec ou sans robinet
- Graduées par 5 litres et par gallon
- Modèle en PP à autoclaver vide, avec le bouchon non vissé (à part)

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE



Volume	10	20	50
ø x h (mm)	250 x 389	282 x 513	379 x 678
Bouchon	83B	83B	83B
Référence	**028618**	**028621**	**028565**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Grandes bouteilles rondes col étroit Nalgene™

- En polypropylène
- Etanches
- Bouchon en polypropylène
- Les modèles de 4 et 8 l ont une attache sur l'épaulement pour l'intégration d'une étiquette de marquage

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE



Capacité (l)	Ø x h (mm)	Bouchon	PP naturel	CHF	PP ambré	CHF
2	121 x 249	38–430	**029412**	**NC -**	**029413**	**NC -**
4	152 x 333	38–430	**029329**	**NC -**	**029414**	**NC -**
8	193 x 409	53B	**029302**	**NC -**	**029415**	**NC -**



Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver notre procédure d'autoclavage

Bonbonnes rectangulaires en polypropylène

- Autoclavables
- Translucides
- Poignée robuste en acier inox
- Graduées en litres et gallons

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE



Capacité (l)	9	20
H x L x P (mm)	216 x 146 x 356	318 x 219 x 381
Référence	**029122**	**029123**
CHF	**NC -**	**NC -**

Bonbonnes en polypropylène

- Autoclavable : idéal pour milieux de culture, eau distillée ou liquides stériles
- Double graduation (anglaise et métrique) sur l'avant de la bonbonne
- Capuchons à sillons profonds pour 1 fermeture serrée et sûre
- Excellente résistance chimique
- Poignée de transport

Volume (l)	Réf.	CHF
20	**141203**	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com