Bonbonnes en polypropylène, sans robinet

Bonbonnes ultra-fines



- En polypropylène transparent
- Bidon sans robinet stérilisable en autoclave
- Avec graduations au litre en relief
- Casiers range-bidons en aluminium pour stockage sûr disponible en option (seulement pour les bidons de 5 l)

Référence	Adaptée pour robinet	Volume (l)	L x p x H (mm)	Ø col (mm)	CHF
090004	Non	5	65 x 335 x 335	41	NC -
795764	Non	10	125 x 335 x 335	41	NC -

WEB Retrouvez tous les accessoires et kits sur www.milian.com

Bonbonnes Heavy Duty Nalgene™



- En polypropylène, avec bouchon en polypropylène avec joint en TPE
- Autoclavable (à autoclaver avec un bouchon à évent)
- Parois extra épaisses
- Tient le vide absolu pendant minimum 8 heures
- Livrée avec un bouchon 83B avec joint TPE

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE

Référence	Capacité (l)	CHF
028163	10	NC -
029437	20	NC -

DWK LIFE SCIENCES

Bonbonnes carrées en polypropylène autoclavable Azlon®



Bonbonnes en polypropylène, à capuchon à vis étanche.

Référence	Volume (l)	Base x hauteur (mm)	Col (mm)	CHF
090848	5	220 x 270	GL 45	NC -
090808	10	280 x 360	83B	NC -
090809	20	350 x 420	83B	NC -

Bonbonnes rectangulaires en polypropylène



- Bouchon en polypropylène
- Anse large pour une meilleure prise
- Graduation
- Carboys en PP autoclavable à +121 °C

Référence	Dimensions l x p x h (mm)	Volume (l)	Couleur	Robinet	Ø bouchon (mm)	CHF
311103	128 x 170 x 307	2,5	Blanc	Non	83	NC -
311106	131 x 220 x 417	5	Ambré foncé	Non	83	NC -
311109	131 x 220 x 417		Blanc	Non	83	NC -
311116	162 x 293 x 487	10	Blanc	Non	Col sanitaire	NC -
311117	162 x 273 x 496			Non	83	NC -
311126	205 x 345 x 640	20	Ambré foncé	Non	120	NC -
311127	205 x 345 x 640		Blanc	Non	120	NC -
311128	205 x 345 x 640			Oui	120	NC -
311129	205 x 345 x 605			Non	Col sanitaire	NC -
311130	205 x 345 x 615			Non	83	NC -
311138	250 x 433,2 x 771	40	Blanc	Non	120	NC -
311140	250 x 433,2 x 736			Non	Col sanitaire	NC -
311142	365 x 475 x 761	75	Blanc	Non	120	NC -

WEB Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver notre procédure d'autoclavage