Bonbonnes en polyéthylène haute densité, sans robinet

Bonbonne ambrée Nalgene™

- Bonbonne en HDPE ambré, bouchon en polypropylène ambré
- Pour les produits photo-sensibles
- Avec fond plat pour une agitation facile des échantillons
- Bouchon 83B

Référence	Volume (l)	CHF
029451	10	**NC -**



Bonbonnes en polyéthylène haute densité, avec robinet

Bonbonnes rectangulaires HDPE à robinet Nalgene™

- Forme rectangulaire
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Graduations moulées
- Avec poignée en acier inoxydable
- En polyéthylène haute densité

Capacités nominales (l.)	9	20
Dimensions (mm)	216 x 146 x 356	318 x 219 x 381
Référence	**029131**	**029132**
CHF	**NC -**	**NC -**



Bonbonnes basses en HDPE Nalgene™

- Autoclavables, excellente résistance chimique
- Empilables, conception basse, facilite le positionnement en espace étroit
- Bouchon et robinet en polypropylène

Capacité (l)	8	15
L x P x H (mm)	356 x 305 x 152	356 x 356 x 203
Matériau	HDPE	HDPE
Référence	**029452**	**029453**
CHF	**NC -**	**NC -**



Bonbonnes en HDPE hexagonales ou rondes Azlon®

- En HDPE, non autoclavables
- Poignée de transport
- Col étroit, bouchon noir
- Bonne résistance aux produits chimiques

Vol (l)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Col (mm)	Poignée	Réf.	CHF
Forme hexagonale						
5	160	340	49	1	**090084**	**NC -**
10	220	370	49	1	**090085**	**NC -**
Forme ronde						
25	280	600	64	2	**090086**	**NC -**
50	340	720	64	2	**090087**	**NC -**



Robinets de rechange

Référence	Forme bonbonnes	Référence bonbonnes	CHF
001484	Hexagonale	090084 et 090085	**NC -**
001767	Ronde	090086 et 090087	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com