Bonbonnes en polyéthylène haute densité, avec robinet

Bidons à col étroit



En HDPE, parois épaisses (2 mm), très solides.

Bidons à col étroit

- Peut être utilisé à température inférieure à 0 °C
- Modèles avec robinet : robinet 85P de 3/4"
- Filetage profond de 12 mm pour assurer une étanchéité parfaite

Vol. (l)	Ø x h (mm)	Ø col (mm)	Nombre poignée	Bidons avec robinet Référence	CHF
5	170 x 345	62,5	1	391330A	NC -
10	210 x 425	62,5	1	391331A	NC -
25	280 x 565	95,5	2	391332A	NC -
50	350 x 700	95,5	2	391333A	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
391334	Robinet anglais avec attache 3/4"	2	NC -

Bonbonne en HDPE avec robinet



- Pour la distribution des solutions de nettoyage, désinfectants et réactifs
- Possibilité de coller une étiquette ou d'écrire sur les côtés lisses
- Avec une poignée
- Résistantes aux acides corrosifs

Référence	Capacité (l)	CHF
947847	20	NC -

Bonbonnes rectangulaires avec robinet



- Bouchon en polypropylène
- Anse large pour une meilleure prise
- Graduation
- En PP autoclavable à 121 °C

Référence	Dimensions l x p x h (mm)	Volume (l)	Couleur	Ø bouchon (mm)	CHF
311105	131 x 270 x 415	5	Ambré	83	NC -
311108	131 x 270 x 417		Blanc	83	NC -
311113	162 x 293 x 496	10	Ambré	83	NC -
311115	162 x 293 x 495		Blanc	83	NC -
311121	205 x 345 x 614	20	Ambré	83	NC -
311123	205 x 345 x 640		Blanc	120	NC -
311125	205 x 345 x 640			83	NC -
311135	250 x 433,2 x 771	40	Ambré	120	NC -
311137	250 x 433,2 x 771		Blanc	120	NC -

Bonbonnes en HDPE



- Modèle HDPE : pour des températures de -100 °C à +120 °C
- Double graduation (anglaise et métrique) sur l'avant de la bonbonne
- Capuchons à sillons profonds pour 1 fermeture serrée et sûre
- Excellente résistance chimique
- Robinet en polypropylène
- Poignée de transport

Référence	Capacité (l)	CHF
141200	10	NC -

Bonbonnes en HDPE avec robinet



- En HDPE
- Graduation bleue
- Avec bouchon vissé
- Robinet à commander séparément

Volume (l)	Ø corps (mm)	Ø col int. (mm)	Hauteur (mm)	Référence	CHF
10	206	50	427	063358	NC -
60	346	50	823	063364	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
063318	Robinet de puisage HDPE bleu pour bonbonnes 5 - 60 l	NC -
063341	Robinet de puisage PP bleu pour bonbonnes 5 - 60 l	NC -
063340	Raccord HDPE, bleu robinet de puisage PP	NC -