Bonbonnes en polyéthylène haute densité fluorées, avec robinet

Bonbonnes fluorées avec robinet Nalgene™

- En HDPE
- Robinet Tefzel
- Pour stockage et distribution de solvants
- Surfaces fluorées, réduit la diffusion de solvants
- Graduations moulées
- Poignée en acier inoxydable
- Robinet de remplacement polypropylène pour utilisation classique
- Robinet de remplacement éthylène tétrafluoroéthylène pour solvants









Capacités (l)	9	20
Dimensions (mm)	216 x 146 x 343	318 x 219 x 381
Référence	**029194**	**029195**
CHF	**NC -**	**NC -**
Réf. bouchon de rechange	**029374**	
CHF	**NC -**	
Référence robinet PP remplacement	**029110**	
CHF	**NC -**	
Référence robinet ETFE remplacement	**029872**	
CHF	**NC -**	

Bonbonnes en polyéthylène basse densité, sans robinet

Bonbonnes Nalgene™

- En LDPE
- Etanches, pour le stockage d'eau distillée ou de réactifs
- 2 poignées, avec ou sans robinet
- Graduées par 5 litres et par gallon



Volume	10	15	20	25	50
ø x h (mm)	250 x 389	285 x 419	282 x 513	287 x 584	379 x 678
Bouchon	83B	83B	83B	83B	83B
Référence	**029440**	**029441**	**029442**	**029443**	**029444**
CHF/unité	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Grandes bouteilles rondes col étroit Nalgene™

- LDPE
- Etanches
- Bouchon en polypropylène
- Les modèles de 4 et 8 l ont une attache sur l'épaulement pour l'intégration d'une étiquette de marquage



Référence	Capacité (l)	Ø x h (mm)	Bouchon	CHF
029409	2	121 x 249	38 - 430	**NC -**
029410	4	152 x 333	38 - 430	**NC -**
029411	8	193 x 409	53B	**NC -**

Bonbonnes en polyéthylène basse densité, avec robinet

Bonbonnes Nalgene™

- En LDPE
- Etanches, pour le stockage d'eau distillée ou de réactifs
- 2 poignées, avec ou sans robinet
- Graduées par 5 litres et par gallon



Volume (l)	4	10	20	25	50
ø x h (mm)	154 x 330	250 x 389	282 x 513	287 x 584	379 x 678
Bouchon	38-430	83B	83B	83B	83B
Référence	**029135**	**028422**	**028624**	**029445**	**029291**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bonbonnes en LDPE avec robinet

- En LDPE
- Pour la distribution des solutions de nettoyage, désinfectants et réactifs
- Possibilité de coller une étiquette ou d'écrire sur les côtés lisses
- Avec une poignée
- Résistantes aux acides corrosifs



Référence	Capacité (l)	CHF
947845	4	**NC -**
947846	8	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com