Bonbonnes en polycarbonate, sans robinet

Bonbonnes en polycarbonate transparent Nalgene™



- Idéales pour le stockage de réactifs et milieux
- En polycarbonate transparent, autoclavables
- Avec capuchon vissant étanche 83B, avec ou sans robinet

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Référence	Volume (l)	ø x h (mm)	ø int. col (mm)	Robinet	CHF
029105	10	249 x 381	64	Non	**NC -**
029106	20	282 x 513	64	Non	**NC -**

Bonbonnes rectangulaires transparentes Clearboy



- En polycarbonate transparent, autoclavables
- Légères
- Graduations moulées
- Extrêmements résistantes aux chocs
- Idéales pour la collecte et le stockage de solides

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Capacité (l)	9	20
L x l x H (mm)	216 x 146 x 352	318 x 219 x 381
Référence	**029126**	**029127**
CHF	**NC -**	**NC -**

Bonbonne rectangulaire



Référence	Dimensions l x p x h (mm)	Volume (l)	Couleur	Ø bouchon (mm)	CHF
311132	205 x 345 x 640	20	Transparent	120	**NC -**

Bonbonnes carrées en polycarbonate certifiées "clean" Nalgene™



Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- En polycarbonate transparent
- Certifiées USP 788, USP 661 et USP 85, pour salle blanche
- Ø bouchon : 48 mm
- Température d'utilisation : -100 °C à +100 °C
- Stériles, double emballage unitaire thermoscellé

Référence	Volume (l)	Poignée	Dimensions l x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
088028	5	Oui	166 x 299	6	**NC -**
088029	5	Non	166 x 299	6	**NC -**
088030	10	Oui	255 x 337	2	**NC -**
088031	10	Non	255 x 337	2	**NC -**
088032	20	Oui	255 x 495	3	**NC -**

Bonbonnes en polycarbonate, avec robinet

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Bonbonnes rectangulaires en polycarbonate à robinet Nalgene™







- Autoclavables
- Transparentes, graduations moulées
- Résistantes aux chocs
- Conviennent aux chambres froides
- Poignée robuste en acier inoxydable
- Robinet de remplacement en polypropylène pour utilisation classique
- Robinet de remplacement en éthylène tétrafluoroéthylène pour solvants

Capacité (l)	9	20
L x l x h (mm)	216 x 146 x 362	318 x 219 x 381
Référence	**029133**	**029134**
CHF	**NC -**	**NC -**
Réf. bouchon de rechange	**029374**	
CHF	**NC -**	
Réf. robinet PP remplacement	**029110**	
CHF	**NC -**	
Réf.robinet ETFE remplacement	**029872**	
CHF	**NC -**	