Bonbonnes en polycarbonate, avec robinet

Bonbonnes en polycarbonate transparent Nalgene™

- Idéales pour le stockage de réactifs et milieux
- En polycarbonate transparent, autoclavables
- Avec capuchon vissant étanche 83B, avec ou sans robinet



Référence	Volume (l)	ø x h (mm)	ø int. col (mm)	Robinet	CHF
029120	10	249 x 381	64	Oui	NC -
029121	20	282 x 513	64	Oui	NC -

Bonbonnes en PETG, sans robinet

Bonbonnes rectangulaires

- Anse large pour une meilleure prise
- Graduation



Référence	Dimensions l x p x h (mm)	Volume (l)	Couleur	Ø bouchon (mm)	CHF
311102	128 x 170 x 307	2,5	Transparent	83	NC -
311111	131 x 220 x 417	5	Transparent	83	NC -
311119	162 x 273 x 501	10	Transparent	83	NC -
311133	205 x 345 x 640	20	Transparent	120	NC -


Jerricans en polypropylène, sans robinet

Jerricans ronds à poignée Nalgene™

- Autoclavable
- Etanches
- En polypropylène
- Avec ouverture placée sur le coté pour faciliter le versement des liquides



Référence	Capacité (l)	Materiau	CHF
029438	4	PP	NC -
029439	8	PP	NC -



Jerricans en polyéthylène haute densité, sans robinet

Jerrican Heavy Duty 20 l Nalgene™

- Empilable
- En HDPE, bonne résistance aux produits chimiques
- Avec poignée
- Gradué



Capacité nominale(l)	20
Capacité maximale approximative (l)	20,8
Ø bouchon (mm)	70
Ø int. min. du col (mm)	48
L x H x l	323 x 234 x 399
Référence	**029294**
CHF	**NC -**

Jerrican HDPE avec capuchon PP Nalgene™

- Conception lourde et robuste
- Pour utilisations extrêmes
- Grande stabilité et bec verseur long
- Graduations moulées
- En polypropylène haute densité
- Non autoclavable



L x H x l (mm)	152 x 203 x 343	191 x 229 x 368	229 x 305 x 445
Capacité nominale (l)	6	10	20
Capacité maximale approximative (l)	7,6	12	24
Subdivisions (galions)	1/4	1/4	1
Ø bouchon (mm)	53B	53B	53B
Référence	**029456**	**029457**	**029458**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com