Bouchons de transfert aseptiques



Bouchons avec tubulure pour le remplissage et la vidange de bonbonnes Nalgene™ en conditions aseptiques.

- S'adaptent à toute bonbonne de col 83B ou 53B
- En polypropylène autoclavable
- Bouchons munis de deux embouts externes et de deux tuyaux internes à la bonbonne

Référence	Type	Ø int. tuyau	CHF
029107	53B	6,4 mm (1/4)	NC -
029108	83B	12,7 mm (1/2)	NC -
029109	83B	6,4 mm (1/4)	NC -

Bouchons Top Works



- Bouchons en polypropylène
- Autoclavables
- Etanches
- Pour le transfert de liquides de manière aseptique
- Avec deux ou trois ports, munis de tubulures flexibles en silicone
- Les tubulures sont soudées par fusion pour former un système de fermeture d'une seule pièce

Référence	Modèle	Nombre de ports	Dimensions internes des tubulures (inch)	CHF
028999	38 - 430	3	(1) 1/4 ; (2) 1/8	NC -
029000	53B	Sans	-	NC -
029001	53B	2	(1) 1/4 ; (1) 1/4	NC -
029002	53B	3	(1) 1/8 ; (2) 1/4	NC -
029003	83B	Sans	-	NC -
029004	83B	2	(1) 1/4 ; (1) 1/2	NC -
029005	83B	3	(1) 3/8 ; (2) - 1/4	NC -
029369	GL45	3	(2) 1/4 ; (1) - 1/8	NC -

Bouchon de remplissage



- En polypropylène et joint TPE
- Type 83B
- Avec connexions rapides internes externes pour le branchement de tubulures
- Pour tubulures de 1/4" (6,3 mm) ou 3/8" (9,5 mm)

Référence	Sortie (mm)	Nombre de ports	CHF
029421	6,3	2	NC -
029422	9,5	2	NC -
029423	6,3	3	NC -
029424	9,5	3	NC -

Connexions de remplacement pour bouchon de remplissage



- En polypropylène
- Attention : les tailles ne sont pas interchangeables

Référence	Sortie (mm)	Type	Unités/ carton	CHF/ carton
029426	6,3	Droit	6	NC -
029427	9,5	Droit	6	NC -
029428	6,3	Coudé	6	NC -
029429	9,5	Coudé	6	NC -

Bouchons verseur



- En polypropylène avec insert en polyéthylène
- Pour tous les flacons de 1 litre, 2 litres, 4 litres à col 38-430 (38 mm)

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
029430	Bouchon verseur	6	NC -



Retrouvez les bouchons coniques à deux tubulures Biosigma sur milian.com