PISSETTES - LES BASIQUES - En polyéthylène basse densité, col étroit

Flacons à col étroit LDPE

- En LDPE
- Col étroit
- Flexibles
- Etanches
- Flacons livrés avec bouchon
- Peuvent être complétés par un bouchon compte-gouttes ou tige de pissettes



Réf.	Vol. (ml)	Ø corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage	Hauteur (mm)	CHF
063455	30	33,5	9,2	14	68,5	NC -
063456	50	37,5	12,9	18	86	NC -
063457	100	47	12,9	18	105	NC -
063460	500	75	19	25	177	NC -
063461	1000	97,5	21,5	28	223,5	NC -
063462	2000	120	21,5	28	264	NC -
063463	3000	138	23,8	32	300	NC -

Bouchons pour flacons à col étroit LDPE

		Compte-goutte, LDE, avec pointe naturelle	
Pour flacons de vol. (ml)	Filetage	Réf.	CHF
10/20/30	14	063282	NC -
50	18	063281	NC -
100	18	063281	NC -
200	18	063281	NC -
250	25	063280	NC -
500	25	063280	NC -

Flacons à col court LDPE

- Forme élancée et haute
- Etanches
- A compléter avec un bouchon ou une tige d'aspiration (à commander séparément)



Référence	Vol. (ml)	Ø corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage	Hauteur (mm)	CHF
063201	50	36,5	12,9	18	82	NC -
063202	100	44,5	12,9	18	98,5	NC -
063203	250	60	19	25	127,5	NC -

Bouchons pour flacons à col court en LDPE - Capuchon avec tige d'aspiration

Pour flacons de volume (ml)	Filetage	Référence	CHF
100	18	063309	NC -
250	25	063238	NC -
1000	28	063239	NC -

PISSETTES - LES BASIQUES - En polypropylène, col large et col étroit

Pissette autoclavable col large Azlon®

- En polypropylène
- Volume : 500 ml
- A col large
- Autoclavables jusqu'à +121 °C (ne pas autoclaver s'il y reste du solvant/réactif ou autres liquides)
- Bouchon blanc sans système anti-goutte
- Toujours autoclaver le bouchon à part



Réf.	Désignation	CHF les 5
233079	Pissette 500 ml en polypropylène autoclavable	NC -

Pissettes 500 ml autoclavables Nalgene™

- Bouteille en copolymère de polypropylène
- Bouchon à vis en polypropylène
- Marquées "autoclavables"



Référence	Capacité (ml)	ø bouchon (mm)	Unités/ sachet	CHF/ sachet
028904	500	28	6	NC -
028905	1000	38-430	4	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com