PISSETTES SÉRIGRAPHIÉES - LES BASIQUES - En polyéthylène basse densité, col large

Pissettes col large en LDPE sérigraphiées Azlon®

DWK LIFE SCIENCES

Sérigraphie multilingues aux noms des solvants couramment utilisés.

- **Symboles internationaux d'identification des produits**
- **Bouchon et bec moulés d'une seule pièce : étanchéité parfaite**
- **Code de recyclage et volume moulés sur la base**



Vol. (ml)	Rouge	Orange	Bleu	Vert	Blanc	Blanc	Blanc	Jaune*	CHF les 5
Libellé	Acétone	Ethanol	Isopropanol	Méthanol	Eau	Eau distillée	Eau déionisée	Sodium**	
250	001357	001360	001359	001358	001356	001366	001368	-	62,75 -
500	001362	001365	001364	001363	001361	001367	001369	785316*	77,55 -

*corps blanc opaque ** Hypochlorite de sodium

Pissettes à col large imprimées

- **LDPE teinte naturelle**
- **Rondes**
- **Avec symbole de danger**
- **Impressions des substances contenues en allemand, anglais et français**
- **Se vident entièrement même retournées grâce au tube d'expansion réglable en hauteur**



		Acétone	Ethanol	Isopro-panol	Méthanol	Eau distillée	
Vol. (ml)	Ø col (mm)	Cap. rouge	Cap. vert	Cap. jaune	Cap. orange	Cap. bleu	CHF
250	40	063441	063437	063438	063439	063440	16,10 -
500	50	063446	063442	-	063444	063445B	20,65 -

Pissettes de sécurité VITsafe LDPE

- **Imprimées selon la norme EC 1272/2008**
- **Marquage des pictogrammes de signalisation de danger selon la norme GHS (Globally Harmonized System)**
- **Nouvelle norme obligatoire à compter du 1er décembre 2010 pour les substances et à compter du 1er juillet 2015 pour les mélanges**
- **Remplacement des carrés sur fond orange par des losanges rouge sur fond blanc**
- **Col large : filetage GL 45 pour (250 et 500 ml) et GL 63 (1000 ml)**
- **Volume 250 ml, 500 ml ou 1 l**



		250 ml		500 ml		1000 ml	
Impression	Matière	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF
Méthanol	LDPE	069215	14,05 -	069216	16,80 -	069223	26,65 -
Acétate d'éthyle	LDPE	069204	14,05 -	069205	20,90 -	069219	26,65 -
Acétonitrile	LDPE	-	-	069206	16,80 -	-	-
Acide acétique	LDPE	-	-	069207	19,55 -	-	-
Eau Distillée	LDPE	069209	17,60 -	069210	20,90 -	069220	26,65 -
Ethanol	LDPE	069211	14,05 -	069212	20,90 -	069221	26,65 -
Isopropanol	LDPE	069213	14,05 -	069214	20,90 -	069222	26,65 -
Dichlorométhane	LDPE	-	-	068992	19,40 -	-	-
NN diméthylformamide	LDPE	-	-	068994	15,60 -	-	-
Xylène	LDPE	-	-	068995	19,40 -	-	-
AN-heptane	LDPE	-	-	069228	19,10 -	-	-
N-héxane	LDPE	-	-	069229	23,60 -	-	-
Tétrahydrofurane	LDPE	-	-	069230	23,60 -	-	-
Toluène	LDPE	-	-	069231	23,60 -	-	-



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com