PISSETTES SÉRIGRAPHIÉES - LES BASIQUES - En polyéthylène, col large et col étroit

DWK LIFE SCIENCES

Pissettes de sécurité Azlon®



Pissettes de sécurité multilingues en polypropylène à col large, sans système anti-gouttes

- **Marquage de sécurité en anglais, français, allemand et espagnol**
- **Non autoclavables**

Volume (ml)	Bouchon blanc	Bouchon vert	Unités/ carton	CHF/ carton
	Dichlorométhane	Méthyléthylcétone		
500	**233080**	**233081**	5	**NC -**

Bouchons de couleur en polypropylène à bec pour pissettes à col large, avec système anti-gouttes

Blanc	Rouge	Jaune	Vert	Bleu	Orange	Unités/ carton	CHF/ carton
233073	**233074**	**233075**	**233076**	**233077**	**233078**	5	**NC -**

Accessoire

Réf.	Désignation	CHF les 2
233071	Feutre noir indélébile pour marquage de pissettes	**NC -**

Pissettes de sécurité VITsafe en polypropylène



- **Imprimées selon la norme EC 1272/2008**
- **Marquage des pictogrammes de signalisation de danger selon la norme GHS (Globally Harmonized System)**
- **Nouvelle norme obligatoire à compter du 1er décembre 2010 pour les substances et à compter du 1er juillet 2015 pour les mélanges**
- **Remplacement des carrés sur fond orange par des losanges rouge sur fond blanc**
- **Col étroit : filetage GL 25 pour (250 et 500 ml) et GL 32 (1000 ml)**
- **Col large : filetage GL 45 pour (250 et 500 ml) et GL 63 (1000 ml)**
- **Volume 250 ml, 500 ml ou 1 l**



		Col étroit		Col large		Col étroit		Col large		Col étroit		Col large	
		250 ml				500 ml				1000 ml			
Impression	**Matière**	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**
Acétone	PP	**069224**	**NC -**	**069233**	**NC -**	**069225**	**NC -**	-	-	-	-	**069241**	**NC -**
Méthyléthylcétone	PP	-	-	-	-	**069227**	**NC -**	**069236**	**NC -**	-	-	-	-

PISSETTES SÉRIGRAPHIÉES - LES BASIQUES - En FEP, col large

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Pissettes de sécurité FEP Nalgene™





- **Pissettes en FEP transparent, bouchons en ETFE**
- **Marquage permanent avec informations de sécutité GHS (Globally Harmonized System)**
- **Capacité : 500 ml**
- **Non ventilées**
- **Autoclavables**

Référence	Impression	CHF
128348	Acétone	**NC -**
128349	Toluène (Méthylbenzène)	**NC -**
128350	N-hexane	**NC -**
128351	Méthylène Chloride (Dichlorométhane)	**NC -**
128352	Xylène	**NC -**
128353	Méthyléthylcétone (2-butanone)	**NC -**