Flacons compte-gouttes, en polypropylène

Flacons compte-gouttes Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- En polypropylène autoclavable avec capuchon bleu en polypropylène autoclavable

Référence	Volume (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
029482	125	6	NC -
029483	250	6	NC -



Flacons compte-gouttes, en polyéthylène haute densité

Flacons compte-gouttes en HDPE

- Refermables hermétiquement quand la pointe du compte-goutte est coupée
- Forme stable et maniable
- Flacon livré sans bouchon

Réf.	Volume (ml)	Ø corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage Ø ext. (mm)	H. sans bouchon (mm)	CHF
063436	10	24	12,7	18	50	NC -
063419	25	31,3	12,7	18	64,5	NC -
063328	50	40	12,7	18	77	NC -

Bouchon combiné HDPE

Référence	Pour flacon de volume (ml)	Filetage interne (mm)	CHF
063332	10/25/50	18	NC -



Flacons cylindriques en HDPE

- Teinte naturelle
- Livrés sans bouchon (à commander séparément)

Réf.	Volume (ml)	Dim. corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage Ø ext. (mm)	H. sans bouchon (mm)	CHF
063317	50	32	17	22	86	NC -
063284	100	41	17	22	108,5	NC -
063285	250	56	17	22	135,5	NC -
063286	500	70	19,4	25	173	NC -

Bouchons vissant avec capuchon à charnière

Référence	Désignation	CHF
063295	Pour flacon de volume 50/100/250 ml, filetage 22	NC -
063288	Pour flacon de volume 500/1000 ml, filetage 25	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com