Pots de prélèvement avec bouchon à vis, sans étiquette, en polystyrène

Pots à prélèvement avec couvercle en métal



- En polystyrène, avec bouchon en métal et joint haute stérilité
- Marquage CE en conformité avec la Directive sur les Dispositifs Médicaux pour le diagnostic in vitro (98/79/EC)
- Aseptiques
- Pots de 60 ml garantis 95 kPa

Volume (ml)	ø x h (mm)	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
60	44 x 61	**999125**	300	**NC -**
100	50 x 76	**761608**	200	**NC -**
250	65 x 121	**030315**	50	**NC -**
250	65 x 121	**761616***	50	**NC -**

* Sur plateau

Flacon Bijou aseptiques 7 ml à capuchon vissant



Tube en polystyrène à fond plat avec capuchon vissant.

- Volume : 7 ml
- Aseptiques
- ø x h : 17 x 50 mm
- Capuchon vissant blanc

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
080170	Tube standard	700	**NC -**

Containers universels à jupe 30 ml Sterilin



- Avec bouchons vissants en polypropylène et joint haute stérilité
- Fond conique à jupe
- Centrifugeables à 3889 g
- Tubes de 30 ml garantis 95 kPa
- ø x h : 24,5 x 89 mm
- Marquage CE en conformité avec la Directive sur les Dispositifs Médicaux pour le Diagnostic in Vitro (98/79/EC)

CE

Référence	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
080004	Non	400	**NC -**
080005	Oui	400	**NC -**

Flacons universels Wheaton®

NOUVEAU



- Fermeture étanche
- Dimensions ø x h : 30,5 x 93,5 mm
- Volume : 30 ml
- Stériles

DWK LIFE SCIENCES

Référence	Conditionnement	CHF
055731	8 sachets de 50	**NC -**

Flacon bijou en polystyrène 7 ml Wheaton®



NOUVEAU

DWK LIFE SCIENCES

- Idéaux pour les faibles volumes
- Polystyrène de qualité médicale vierge
- Bouchon de sécurité étanche
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- Marquage CE en accord avec la directive européenne 98/79/EC

Référence	Volume (ml)	Ø x H (mm)	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
442709	7	22 x 50,2	Oui	700	**NC -**

Flacons en polystyrène Wheaton®

NOUVEAU





DWK LIFE SCIENCES

- Prélèvement, stockage et transport
- Polystyrène de qualité médicale vierge
- Bouchon en métal avec joint d'étanchéité
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- Marquage CE en accord avec la directive européenne 98/79/EC

Réf.	Vol. (ml)	Ø x H (mm)	Bouchon	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
055742	60	44,2 x 60,2	En métal	50	300	**NC -**
440267	60	44,2 x 60,2	En plastique	50	300	**NC -**
055748	100	49,9 x 75,8	En métal avec joint	40	200	**NC -**
055750	150	54,9 x 109,5	En métal avec joint	30	120	**NC -**
055754	250	63,4 x 121,2	En métal avec joint	25	50	**NC -**