POTS DE PRÉLÈVEMENT AVEC BOUCHON À VIS

Pots de prélèvement avec bouchon à vis, sans étiquette, en polypropylène

Pots à vis ClearLine®

ClearLine

- Pots en polystyrène cristal ou polypropylène naturel, usage unique
- Capuchons vissants en HDPE, blanc ou rouge
- Disponibles aseptiques (bouchon blanc) ou stériles irradiées par E-beam à 10 kGy (bouchon rouge)
- Traçabilité : étiquettes avec référence, code-barres et n° de lot
- Température d'utilisation : PS : -40 °C à +65 °C / PP : -40 °C à +85 °C
- Conviennent au contact alimentaire (CE n°1935/2004)



Volume nominal (ml)	Volume utile max. (ml)	Ø x h (mm)	Matériau	Poids (g) avec/sans bouchon	Unités/ carton		Bouchon blanc aseptique	Bouchon rouge, irradié stérile
160	150	57 x 68	PP	25 / 16	360	Référence	076052	076053
						CHF/carton	NC -	NC -
220	205	57 x 94	PP	30 / 21	300	Référence	030306B	030307B
						CHF/carton	NC -	NC -

Flacons stériles à emballage unitaire

Flacons à prélèvement.

- Bouchon rouge
- En polypropylène
- Stériles
- Emballés individuellement



Référence	Volume (ml)	ø x h (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
391411	30	35 x 38	1	400	NC -
391413	60	35 x 70	1	400	NC -
391415	60	35 x 65	1	400	NC -
391418	150	62 x 73	1	250	NC -

Flacons à vis en polypropylène 150 ml



- En polypropylène, haute transparence
- Etanchéité parfaite
- Volume : 150 ml, ø x h : 57 x 73 mm
- Gradués par incréments de 20 ml jusqu'à 100 ml

Référence	Bouchon	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
349017B	Bouchon vissé	Non	450	NC -
349018	Bouchon séparé	Non	620	NC -
349019B	Bouchon vissé	Oui (emb. unitaire)	350	NC -

Pots de prélèvement pour urine

Bioplama

- En polypropylène transparent
- Disponible en version non stérile ou stérile en emballage individuel
- Bouchon vissant
- Volumes : 30, 60 ml et 120 ml
- Zone dépolie pour marquage



Référence	Volume (ml)	Coloris bouchon	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
390977*	30	Rouge	Non	700	NC -
390976*	30	Rouge	Oui, emb. indiv.	500	NC -
861083	60	Blanc	Non	600	NC -
861084	60	Rouge	Oui, emb. indiv.	500	NC -
861085	120	Blanc	Non	300	NC -
861086	120	Rouge	Oui, emb. indiv.	250	NC -

* Fond conique.

Pots de prélèvement 125 ml

NOUVEAU



Volume (ml)	125	
Matériau	Polypropylène	
Fond	Plat	
Bouchon	Oui, monté (sauf référence 483051 non monté)	
Stérile	Non	Oui
Surface d'inscription	Oui	
Référence	**483051**	**483053**
Unité d'emb.	500	200
Unités/carton	500	200
CHF/carton	**NC -**	**NC -**
Référence	**483052**	**483054**
Unité d'emb.	200	1
Unités/carton	200	200
CHF/carton	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com