Pots de prélèvement avec bouchon à vis, sans étiquette, en TPX

Jarres à large ouverture Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Flacons en forme de jarre cylindrique, à capuchon vissant externe.

- **Idéal pour le stockage longue durée d'échantillons, de liquides ou de solides**
- **Autoclavables**
- **Bouchon en polypropylène blanc**

Volume (ml)	60	125	250	500	1000
ø bouchon (mm)	53	70	70	120	120
ø externe (mm)	48	64	75	112	107
Hauteur totale (mm)	45	74	119	88	135
Référence	**028074A**	**028075A**	**028076A**	**028077A**	**028078A**
Unités/sachet	4	4	4	4	4
CHF/sachet	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**





Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver notre procédure d'autoclavage

Pots de prélèvement avec bouchon à vis, avec étiquette, en polystyrène

Pots à prélèvement avec couvercle en métal

- **En polystyrène, avec bouchon en métal et joint haute stérilité**
- **Marquage CE en conformité avec la Directive sur les Dispositifs Médicaux pour le diagnostic in vitro (98/79/EC)**
- **Aseptiques**
- **Pots de 60 ml garantis 95 kPa**

		Avec surface d'inscription imprimée			Avec surface d'inscription vierge		
Volume (ml)	**ø x h (mm)**	**Référence**	**Unités/carton**	**CHF/carton**	**Référence**	**Unités/carton**	**CHF/carton**
60	44 x 61	**761606**	300	**NC -**	**761607**	300	**NC -**
100	50 x 76	**761609**	200	**NC -**	**761610**	200	**NC -**
150	55 x 107,5	**761611**	120	**NC -**	**761612**	120	**NC -**
250	65 x 121	**761613**	50	**NC -**	**761614**	50	**NC -**
250	65 x 121	**761617***	50	**NC -**	-	-	-

***** Sur plateau



Flacon Bijou aseptique 7 ml à capuchon vissant

Tube en polystyrène à fond plat avec capuchon vissant.

- **Volume : 7 ml**
- **Aseptique**
- **ø x h : 17 x 50 mm**
- **Capuchon vissant blanc**



Référence	Désignation	Unités/carton	CHF/carton
080171	Tube avec étiquette	700	**NC -**

Flacons universels Wheaton®

- **Fermeture étanche**
- **Dimensions ø x h : 30,5 x 93,5 mm**
- **Volume : 30 ml**
- **Stériles**

NOUVEAU

DWK LIFE SCIENCES



Référence	Matériau	Etiquette	Acide borique	Conditionnement	CHF
055730	Polystyrène	Vierge	Non	8 sachets de 50	**NC -**
055732	Polystyrène	Imprimée	Non	8 sachets de 50	**NC -**

Containers universels à jupe 30 ml Sterilin

Etiquette	Marquage étiquette	Stérile	Unités/carton	Réf.	CHF/carton
Avec	Oui	Non	400	**761618**	**NC -**
Avec	Non	Non	400	**761619**	**NC -**
Avec	Oui	Oui	400	**080005E**	**NC -**

* Réf. vendue avec une cuillère en plastique bleue

- **Avec bouchons vissants en polypropylène et joint haute stérilité**
- **Fond conique à jupe**
- **Centrifugeables à 3889 g**
- **Tubes de 30 ml garantis 95 kPa**
- **ø x h : 24,5 x 89 mm**
- **Marquage CE en conformité avec la Directive sur les Dispositifs Médicaux pour le Diagnostic in Vitro (98/79/EC)**

CE

