## Pots de prélèvement avec bouchon à vis, avec étiquette, en polypropylène

### Flacon de prélèvements Corning® Gosselin™

- En PET ou en HDPE
- Bouteilles en PET octogonales avec bouchon blanc et bouteilles en HDPE carrées avec bouchon rouge
- Bouchon à vis ou attenant avec témoin d'intégrité
- Translucides
- Incassables
- Etiquette de traçabilité
- Stériles




| Sans thiosulfate | | | | En vrac | | | Emballage individuel | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. (ml) | L x l x h (mm) | Ø col (mm) | Matériau | Réf. | Unités/ carton | CHF/ carton | Réf. | Unités/ carton | CHF/ carton |
| 250 | 63 x 63 x 135 | 31 | PET | **076820C** | 144 | **NC -** | **080951** | 150 | **NC -** |
| 500 | 70 x 70 x 148 | 29 | HDPE | **080903** | 100 | **NC -** | **-** | - | - |
| 500 | 74 x 74 x 173 | 31 | PET | **076826C** | 120 | **NC -** | **-** | - | **-** |
| 500 | 70 x 70 x 160 | 22 | HDPE | **080949** | 100 | **NC -** | **-** | - | - |
| 1000 | 92,5 x 92,5 x 214 | 32 | PET | **080885B** | 48 | **NC -** | **080953** | 45 | **NC -** |
| 1000 | 90 x 90 x 182 | 28 | HDPE | **080950** | 77 | **NC -** | **-** | - | - |

