POTS DE PRÉLÈVEMENT AVEC BOUCHON À VIS

Pots de prélèvement avec bouchon à vis, avec acide borique

Flacons universels Wheaton®



NOUVEAU

DWK LIFE SCIENCES

- Fermeture étanche
- Pré-remplis d'acide borique pour échantillons d'urine
- Dimensions ø x h : 30,5 x 93,5 mm
- Volume : 30 ml
- Stériles

Référence	Matériau	Etiquette	Acide borique	Conditionnement	CHF
055733	Polystyrène	Imprimée	Oui	8 sachets de 50	NC -
055784	Polypropylène	Imprimée	Oui	8 sachets de 50	NC -

Flacon bijou en polystyrène 7 ml Wheaton®



NOUVEAU

DWK LIFE SCIENCES

- Idéaux pour les faibles volumes
- Polystyrène de qualité médicale vierge
- Bouchon de sécurité étanche
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- Marquage CE en accord avec la directive européenne 98/79/EC

Référence	Volume (ml)	Ø x H (mm)	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
055729	7	22 x 50,2	Oui	700	NC -

Tube de prélèvement d'urine avec coupelle Wheaton®



NOUVEAU

DWK LIFE SCIENCES

- Polystyrène de qualité médicale vierge
- Idéal pour les analyses automatisées
- Evite de décanter inutilement l'échantillon au laboratoire
- Etiquette imprimée pour renseignements sur le patient
- Bouchon étanche
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- Destiné uniquement à un usage in vitro
- Marquage CE en accord avec la directive européenne 98/79/EC

Référence	Volume (ml)	Ø x H (mm)	Stérile	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
055738	11	16 x 100	Oui	50	450	NC -

Pots de prélèvement avec bouchon à vis, avec anse

Pots de prélèvement avec anse amovible



- Pot en polypropylène bleu translucide, anse coloris bleu
- Témoin d'intégrité
- Capuchon vissant ou attenant

Réf.	Vol. (ml)	h x ø (mm)	Coloris pot / bouchon		Stérile	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
030313	40	275* x 30	Bleu	Vis bleue	Oui	1	250	NC -
030867	90	290* x 43	Bleu	Attenant bleu	Oui	1	150	NC -
999739	125	275* x 52	Bleu	Vis bleu	Oui	1	100	NC -
688309	180	305* x 52	Bleu	Vis bleu	Oui	1	100	NC -

*Hauteur totale avec l'anse

Pots de prélèvement DISPODIPPER



FDA

- En polypropylène transparent bleu
- Gradué
- Profondeur immersion: 270 mm
- Tige sécable
- Produit, assemblé et emballé dans une salle classe 7
- Stérile par ionisation aux rayons gamma et emballage unitaire
- 3 tailles disponibles : 50, 100 et 250 ml
- Conforme directive alimentaire UE et FDA
- Par 20

Réf.	Volume (ml)	Stérile	flacon Ø x h (mm)	Long. totale (mm)	CHF
795739	50	Non	40 x 98	417	NC -
795740	50	Oui	40 x 98	417	NC -
795823	100	Non	53 x 98	415	NC -
795824	100	Oui	53 x 98	415	NC -
795825	250	Non	72 x 116	429	NC -
795826	250	Oui	72 x 116	429	NC -