Pots à couvercle emboîtant, en polystyrène

Conteneurs en polystyrène

- Corps transparent avec bouchon pression en polyéthylène faible densité
- Col large
- Adaptés pour le stockage de crème, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudre

Référence	Volume (ml)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
056687B	30	39	32	750	NC -
056688B	50	39	52	500	NC -
056690B	100	51	60	500	NC -
397001	150	65	50	350	NC -
397002	200	65	67	250	NC -
397003	250	65	85	200	NC -
397004	500	100	95	100	NC -



Tubes et pots à fond plat en polystyrène, non stériles, bouchés Greiner Bio-One

Référence	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
205111	28	ø 26 x 64	1200	NC -
214111	35	ø 31 x 56	800	NC -
223111	54	ø 41 x 60	600	NC -
217111	68	ø 36 x 83	600	NC -



Coupelles graduées à usage unique

Coupelles en polypropylène graduées à usage unique.

- Trois modèles : 60 ml, 120 ml et 250 ml
- Autoclavables à +134 °C

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
095042	Coupelle 60 ml graduée	1000	NC -
095043	Coupelle 250 ml graduée	1875	NC -
095044	Coupelle 120 ml graduée	1000	NC -



Pots à couvercle emboîtant, en polypropylène

Pots coniques en polypropylène Corning® Gosselin™

- Pots en polypropylène transparent ou blanc
- Couvercle à pression en polyéthylène transparent
- Gradués dans la masse
- Très résistants aux chocs





			Sans couvercle			Avec couvercle assemblé			Avec couvercle séparé			Stérile avec couvercle		
Volume (ml)	Coloris	ø ouverture x ø base x h (mm)	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton
200	Transparent	62 x 54 x 88	080859	660	NC -	080860	220	NC -	030350	660	NC -	080861	220	NC -
400	Transparent	85 x 72 x 100	080862	460	NC -	080863	185	NC -	030361T	460	NC -	030362T	185	NC -
1000	Transparent	105 x 96 x 130	080864	250	NC -	080865	120	NC -	080867	250	NC -	080866	80	NC -
200	Blanc	62 x 54 x 88	080979	660	NC -	-	-	-	030353	660	NC -	080978	220	NC -
400	Blanc	85 x 72 x 100	-	-	-	-	-	-	030361	460	NC -	030362	185	NC -
1000	Blanc	105 x 96 x 130	-	-	-	-	-	-	030363	250	NC -	030364	80	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com