## Bacs en polyéthylène haute densité

### Bacs antibactériens HACCP



- Bacs en HDPE, empilables, avec poignées
- Livrés avec couvercles
- Conformes HACCP contact alimentaire
- Lavables en machine, angles arrondis, pas de zone de rétention
- Étiquette de suivi pour la traçabilité
- Effet biocide jusqu'à 2 ans par libération d'ions argent (film antibactérien)

| Capacité (l) | Dimensions L x l x h (mm) | Poids (kg) | Bleu | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 405 x 300 x 180 | 1,25 | **212037** | **NC -** |
| 15 | 405 x 300 x 228 | 1,51 | **212040** | **NC -** |
| 35 | 600 x 400 x 230 | 2,46 | **212046** | **NC -** |
| 55 | 600 x 400 x 334 | 3,05 | **212049** | **NC -** |

## Bacs en polyéthylène basse densité

### Bacs profonds



- Rectangulaires avec peu de zones de rétention pour un nettoyage facilité
- Emboîtables
- Agréés contact alimentaire

| Référence | Dimensions L x l x p (mm) | Volume (l) | Poids (kg) | CHF |
|---|---|---|---|---|
| **001192** | 365 x 310 x 160 | 10 | 0,75 | **NC -** |
| **001193** | 450 x 370 x 170 | 19 | 1,12 | **NC -** |
| **001194** | 540 x 435 x 200 | 30 | 1,8 | **NC -** |
| **001195** | 550 x 445 x 305 | 45 | 2,55 | **NC -** |

### Cuvettes carrées ou rondes





Cuvettes carrées ou rondes en polyéthylène basse densité (LDPE) blanc.

- Usage universel
- Très résistantes
- Munies d'un large rebord pour une bonne préhension


#### Cuvettes rondes

| Référence | Volume (l) | Ø x h (mm) | CHF |
|---|---|---|---|
| **001203** | 4,5 | 320 x 95 | **NC -** |
| **001204** | 7,5 | 350 x 125 | **NC -** |
| **001205** | 9 | 390 x 125 | **NC -** |
| **001206** | 14 | 430 x 175 | **NC -** |

#### Cuvettes carrées

| Référence | Volume (l) | Dimensions L x l x h(mm) | CHF |
|---|---|---|---|
| **001197** | 1 | 160 x 160 x 65 | **NC -** |
| **001198** | 3 | 220 x 220 x 90 | **NC -** |
| **001199** | 4,5 | 260 x 260 x 110 | **NC -** |
| **001200** | 7 | 300 x 300 x 125 | **NC -** |
| **001201** | 10 | 350 x 350 x 130 | **NC -** |
| **001202** | 12 | 390 x 390 x 140 | **NC -** |
| **001316** | 16 | 400 x 350 x 200 | **NC -** |

### Bacs avec couvercle Nalgene™



- A parois épaisses : 3,9 mm
- Résistant à la plupart des acides, alcools et bases
- Bonne résistance à l'abrasion

| Référence | Capacité (l) | Matériau | L x l x h (cm) | CHF |
|---|---|---|---|---|
| **028990** | 8 | LDPE | 20 x 20 x 20 | **NC -** |
| **028991** | 23 | LDPE | 36 x 25 x 25 | **NC -** |
| **028992** | 27 | LDPE | 31 x 31 x 31 | **NC -** |
| **028993** | 42 | LDPE | 46 x 31 x 31 | **NC -** |