## Béchers en polypropylène, sans poignée

### Béchers économiques en polypropylène







Béchers gradués forme basse en polypropylène.

- **Graduations moulées ou sérigraphiées**
- **Autoclavables**
- **Bec verseur**

| | | | Graduations moulées | | | Graduations sérigraphiées | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (ml) | Graduation (ml) | ø x h (mm) | Référence | Unités/ carton | CHF/ carton | Référence | Unités/ carton | CHF/ carton |
| 25 | 1 | 34 x 49 | **391127** | 20 | NC - | **391136** | 20 | NC - |
| 50 | 2 | 41 x 60 | **391128** | 20 | NC - | **391137** | 20 | NC - |
| 100 | 5 | 51 x 72 | **391129** | 12 | NC - | **391138** | 12 | NC - |
| 250 | 10 | 71 x 95 | **391130** | 16 | NC - | **391139** | 16 | NC - |
| 500 | 10 | 87 x 119 | **391131** | 12 | NC - | **391140** | 12 | NC - |
| 1000 | 20 | 109 x 147 | **391132** | 4 | NC - | **391141** | 4 | NC - |
| 2000 | 50 | 132 x 183 | **391133** | 4 | NC - | **391142** | 4 | NC - |
| 3000 | 500 | 158 x 201 | **391134** | 2 | NC - | **391143** | 2 | NC - |
| 5000 | 500 | 188 x 229 | **391135** | 2 | NC - | **391144** | 2 | NC - |

### Béchers grand volume en polypropylène

Simport

- **En polypropylène, autoclavables à +121 °C**
- **Gradués**
- **Bec verseur**

| Référence | Volume (l) | ø haut x ø bas x hauteur (mm) | CHF |
|---|---|---|---|
| **088699** | 5 | 222 x 165 x 273 | NC - |
| **086655** | 10 | 286 x 222 x 320 | NC - |



### Béchers Tricorn Simport®

- **En polypropylène**
- **Autoclavables**
- **Avec 3 becs verseurs**
- **Incassables**
- **A usage unique**

| Référence | Volume (ml) | Graduations | ø x h (mm) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|
| **039276** | 50 | 5 | 47 x 57 | 100 | NC - |
| **039277** | 100 | 10 | 58 x 72 | 100 | NC - |
| **039275** | 250 | 10 | 76 x 90 | 100 | NC - |
| **039278** | 400 | 20 | 85 x 108 | 100 | NC - |
| **039279** | 800 | 50 | 107 x 133 | 100 | NC - |
| **039280** | 1000 | 50 | 115 x 145 | 100 | NC - |



### Béchers Tricorn économiques

- **Béchers à trois becs verseurs**
- **En polypropylène**
- **Légers**
- **Pour usage unique**

| Référence | Volume (ml) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|
| **010187** | 50 | 25 | NC - |
| **010188** | 100 | 25 | NC - |
| **010189** | 250 | 25 | NC - |
| **010191** | 400 | 25 | NC - |
| **010192** | 800 | 25 | NC - |
| **010193** | 1000 | 25 | NC - |





Prix indicatifs. Consultez www.milian.com