Béchers en polypropylène, avec poignée

Carafes graduées agrées contact alimentaire Azlon®



- En polypropylène transparent, autoclavables
- Agrées contact alimentaire
- Avec anse et bec verseur
- Graduations sérigraphiées ou moulées

Graduation			Serigraphiée		Moulée	
Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unités/ carton	Référence	CHF/ carton	Référence	CHF/ carton
50	45 x 68	5	**041267**	**NC -**	-	-
100	61 x 72	5	**041268**	**NC -**	**785461**	**NC -**
250	70 x 120	1	**041269**	**NC -**	**232774**	**NC -**
500	90 x 140	1	**041270**	**NC -**	**785462**	**NC -**
1000	104 x 180	1	**041271**	**NC -**	**232824**	**NC -**
2000	150 x 214	1	**041272**	**NC -**	**232825**	**NC -**
3000	152 x 240	1	**041273**	**NC -**	**991526**	**NC -**
5000	200 x 270	1	**041274**	**NC -**	**090495**	**NC -**

Carafes forme basse et haute

- Graduations moulées
- En polypropylène
- Autoclavables
- Grande poignée
- Bec verseur



Carafes forme haute

Référence	Volume (ml)	Graduation (ml)	ø x h (mm)	CHF
391159	250	5	73 x 119	**NC -**
391160	500	10	93 x 140	**NC -**
391161	1000	20	117 x 169	**NC -**
391162	2000	50	149 x 213	**NC -**
391163	3000	50	172 x 240	**NC -**

Carafes forme basse

Référence	Volume (ml)	Graduation (ml)	ø x h (mm)	CHF
391514	500	25	90 x 116	**NC -**
391515	1000	50	116 x 131	**NC -**
391516	2000	50	145 x 165	**NC -**
391517	3000	100	165 x 180	**NC -**
391518	5000	250	190 x 225	**NC -**

Carafes grand volume



- En polypropylène
- Graduation moulée
- Poignée

Référence	Volume (l)	ø haut x ø bas x hauteur (mm)	CHF
088701	5	215 x 152 x 270	**NC -**
088702	10	317 x 222 x 320	**NC -**

Béchers en polyéthylène haute densité, avec poignée

Béchers à poignée Nalgene™



- Graduations moulées en onces et en millilitres
- Large poignée facile à attraper

Capacité	Unités/ sachet	Référence	CHF
1 litre	1	**028887**	**NC -**
3 litres	1	**028888**	**NC -**