Béchers en TPX, sans poignée

Béchers Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- En polypropylène translucide ou en polyméthylpentène transparent
- Autoclavables
- Graduations imprimées

Capacité (ml)	Unités/ sachet	Référence	CHF/ sachet
50	12	028878	NC -
100	12	028879	NC -
150	12	028880	NC -
250	6	028881	NC -
400	6	028882	NC -
600	4	028883	NC -
1000	3	028884	NC -
2000	1	028885	NC -
4000	1	028886	NC -



Béchers gradués forme basse en PMP (TPX) Azlon®

DWK LIFE SCIENCES

- Thermorésistants jusqu'à +150 °C
- Graduations imprimées résistantes aux solvants
- Conformes à la norme 7056
- Autoclavables

Volume (ml)	Graduations (ml)	Ø ext. (mm)	Hauteur (mm)	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
25	5	35	50	251526	12	NC -
50	10	42	60	251527	12	NC -
100	10	51	69	251528	12	NC -
250	25	71	94	251529	6	NC -
500	50	87	117	251531	6	NC -
600	50	95	125	251532	6	NC -
1000	100	107	148	251533	6	NC -
2000	200	131	187	251534	6	NC -



Béchers en TPX

- Très transparents, autoclavables
- Deux types de graduations : moulées en relief ou sérigraphiées bleues
- Excellente résistance chimique
- Adaptés aux aliments

		Grad. moulées			Grad. sérigraphiées		
Volume (ml)	ø x h (mm)	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton
25	34 x 49	391562	20	NC -	391553	20	NC -
50	42 x 60	391563	20	NC -	391554	20	NC -
100	52 x 72	391564	12	NC -	391555	12	NC -
250	71 x 95	391565	16	NC -	391556	16	NC -
500	88 x 119	391566	12	NC -	391557	12	NC -
1000	110 x 146	391567	4	NC -	391558	4	NC -
2000	133 x 184	391568	4	NC -	391559	4	NC -
3000	159 x 200	391569	2	NC -	391560	2	NC -
5000	190 x 228	391570	2	NC -	391561	2	NC -



Grad. moulées



Grad. sérigraphiées

Béchers en TPX

- Version polyméthylpentène (TPX)
- Forme permettant l'empillage pour un gain de place au rangement
- Marquage facile à lire
- Bec verseur anti-gouttes
- Autoclavables

Capacité (ml)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	Réf.	CHF/ carton
50	59	12	224010	NC -
100	73	12	224011	NC -
250	94	12	224012	NC -
500	128	6	224013	NC -
1000	150	4	224014	NC -
2000	190	4	224015	NC -
5000	263	2	224016	NC -
10000	328	1	224017	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com