Béchers en TPX, avec poignée

Béchers avec poignée



- Versions polypropylène ou polyméthylpentène (TPX)
- Poignée facile à attraper
- Marquage facile à lire
- Bec verseur anti-gouttes
- Autoclavables

			Polypropylène		Version TPX	
Capacité (ml)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	Référence	CHF/ carton	Référence	CHF/ carton
100	73	6	**224018**	**NC -**	**224025**	**NC -**
250	94	6	**224019**	**NC -**	**224026**	**NC -**
500	128	6	**224020**	**NC -**	**224027**	**NC -**
1000	150	4	**224021**	**NC -**	**224028**	**NC -**
2000	192	4	**224022**	**NC -**	**224029**	**NC -**
5000	263	2	**224023**	**NC -**	**224030**	**NC -**
10000	330	1	**224024**	**NC -**	**224031**	**NC -**

Béchers à poignée Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



- En polyméthylpentène transparent
- Graduations moulées en onces et en millilitres
- Autoclavable
- Large poignée facile à attraper

Capacité	Unités/ sachet	Référence	CHF
1 litre	1	**028889**	**NC -**
3 litres	1	**028890**	**NC -**

Béchers en PFA, sans poignée

Béchers gradués PFA



- Selon ISO 7056
- Translucides
- Graduations en relief très lisibles et résistantes à l'abrasion lors de l'utilisation fréquente
- Possibilité d'une superposition variable : gain de place
- Autoclavables
- Faciles à nettoyer
- Résistent aux températures allant de -200 °C à +260 °C
- Haute résistance aux écarts de températures et aux produits chimiques

Référence	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	CHF
068781	25	5	50	32	**NC -**
068782	50	10	59	39	**NC -**
068783	100	20	72	50	**NC -**
068784	250	50	96	67	**NC -**
068785	500	100	122	88	**NC -**
068786	1000	100	141	109	**NC -**

Béchers en PTFE, sans poignée

Béchers PTFE forme basse sans graduation



- En PTFE
- A bord renforcé
- Bec verseur
- Sans division
- Excellente résistance chimique et thermique

Référence	Capacité (ml)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	CHF
068795	5	20	28	**NC -**
068796	10	25	33	**NC -**
068797	25	33	45	**NC -**
068798	50	45	60	**NC -**
068799	100	55	65	**NC -**
068800	250	70	95	**NC -**
068801	500	80	125	**NC -**
068802	1000	105	155	**NC -**