Erlenmeyer avec bouchon en polypropylène

Fioles Erlenmeyer, col large et col étroit Azlon®

Erlenmeyer col large, gradué en polypropylène



- Avec bouchon à vis
- En polypropylène
- Très transparents
- Avec graduations
- Rodage femelle normalisé au col
- Autoclavables

Volume (ml)	Graduation (ml)	Rodage CN	Référence	CHF
50	10	34/35	**093002**	**NC -**
100	20	34/35	**093003**	**NC -**
250	50	45/40	**093004**	**NC -**
500	100	45/40	**093005**	**NC -**
1000	200	45/40	**093006**	**NC -**

Erlenmeyer col étroit, gradué en polypropylène




- Col étroit
- Bouchon en LDPE
- Très transparents

Référence	Capacité (ml)	Diamètre ext. (mm)	Hauteur (mm)	Rodage CN	Unités/ carton	CHF/ carton
092300B	50	52	90	34/35	6	**NC -**
092301B	100	64	110	34/35	6	**NC -**
092302B	250	85	140	45/40	6	**NC -**
092303B	500	108	180	45/40	6	**NC -**
092304B	1000	135	220	45/40	4	**NC -**

Erlenmeyer avec bouchon en polycarbonate

Erlenmeyer à capuchon vissant Nalgene™



- Pour la préparation ou le stockage de milieux de culture
- Bouchon sans joint
- Autoclavables (bouchon non serré)
- Transparents

Référence	Capacité (ml)	Fermeture (mm)	Unités/ sachet	CHF/ sachet
029019	125	33	6	**NC -**
029020	250	38	4	**NC -**
029021	500	43	4	**NC -**

Erlenmeyer avec bouchon en TPX


Erlenmeyer à capuchon vissant Nalgene™



- Autoclavables
- Transparents
- Utilisables au four micro-ondes

Référence	Capacité (ml)	Fermeture (mm)	Unités/ sachet	CHF/ sachet
029023	125	33	6	**NC -**
029024	250	38	4	**NC -**
029025	500	43	4	**NC -**
029026	1000	53	2	**NC -**

Fioles Erlenmeyer, col large Azlon®



- Avec bouchon à vis
- En PMP
- Très transparentes
- Rodage femelle normalisé au col
- Autoclavables

Volume (ml)	Graduation (ml)	Rodage CN	Référence	CHF
100	20	34/35	**093008**	**NC -**
250	50	45/40	**093009**	**NC -**
500	100	45/40	**093010**	**NC -**
1000	200	45/40	**093011**	**NC -**