Erlenmeyer pour culture cellulaire en polycarbonate

Flacons d'agitation à baffles en polycarbonate

- En polycarbonate transparent
- Munis de baffles
- Destinés à la culture et à la trypsinisation
- Autoclavables
- Les baffles renforcent l'effet de l'agitation et améliorent l'aération et les échanges gazeux
- Légers et incassables, ils remplacent avantageusement les flacons en verre

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE



Référence	Volume (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
029543	250	4	NC -
027998	500	4	NC -
029332	1000	2	NC -
027999	2000	2	NC -

Fiole de Fernbach Nalgene™



- En polycarbonate
- Transparente
- Autoclavable
- 2,8 l
- Diamètre base x hauteur : 203 x 229 mm
- Accepte un bouchon n° 13, de diamètre haut 68 mm, de diamètre haut bas 58 mm, et de hauteur 25 mm

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030002	Fiole de Fernbach	4	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com