Ampoules à décanter

Ampoules à décanter en Teflon Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- En Teflon FEP, robinet d'arrêt en Teflon TFE, bouchon vissant en Tefzel ETFE, sans phtalates
- Ampoules incassables, transparentes et anti-adhérentes pour un nettoyage facile
- Non mouillantes
- Bouchon et robinet d'arrêt étanches, ensemble robinet facilement démontable pour nettoyage
- Utilisables avec des agitateurs mécaniques si un collier est installé au niveau de l'insertion du robinet d'arrêt pour le serrage du tuyau
- Autoclavables à l'exception de l'ensemble robinet d'arrêt, qu'il est possible de désinfecter chimiquement



Réf.	Volume (ml)	Taille de bouchon (mm)	Long. tige sous robinet (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
029659	125	28	65	1	4	**NC -**
029737	250	33	65	1	1	**NC -**
029738	500	43	65	1	1	**NC -**
029739	1000	53	65	1	1	**NC -**
029740	2000	53	65	1	1	**NC -**

Entonnoirs pour liquide en polystyrène

Entonnoirs en polystyrène Simport®

Simport

- En polystyrène
- Entonnoirs d'usage général
- Pourvus de cannelures pour un meilleur débit
- A usage unique



ø (mm)	Hauteur (mm)	Longeur tige (mm)	ø tige (mm)	Unités/ carton	Référence	CHF/ carton
55	69	25	4.3	100	**040725**	**NC -**
65	78	30	4.3	100	**040726**	**NC -**

Entonnoirs pour liquide en polypropylène

Entonnoirs en polypropylène tous usages



Référence	Volume (ml)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Ø intérieur tige (mm)	Longueur tige (mm)	CHF
020383	6	30	47	4	25	**NC -**
020384	14	40	65	4	35	**NC -**
020385	32	50	85	7	43	**NC -**
020386	88	75	108	7	55	**NC -**
020387	222	100	155	8	77	**NC -**
020388	342	120	180	11	90	**NC -**
020389	817	150	220	15	95	**NC -**

Entonnoirs en polypropylène Simport®

Simport

- En polypropylène
- Entonnoirs d'usage général
- Pourvus de cannelures pour un meilleur débit
- A usage unique



ø (mm)	Hauteur (mm)	Longeur tige (mm)	ø tige (mm)	Unités/ carton	Référence	CHF/ carton
55	69	25	4.3	100	**040727**	**NC -**
65	78	30	4.3	100	**039913**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com