COUPELLES DE PESÉE

Coupelles de pesée en polystyrène

Sabots de pesée à usage unique

- En polystyrène anti-choc
- Sa forme évite de plier les nacelles traditionnelles
- Fond plat
- Température maximale d'utilisation : +60 °C

Référence	L x l x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
045100	41 x 60 x 8	250	NC -



Nacelles de pesée standard ou antistatiques

Vol. (ml)	L x l x h (mm)	Type	Noir	Blanc	Bleu	Unités/ carton	CHF/ carton
Forme carrée							
7	46 x 46 x 8	Standard	030920B	030925B	320600	500	NC -
100	85 x 85 x 24	Standard	037800	030901B	320601	500	NC -
250	140 x 140 x 22	Standard	030921B	030902B	320602	500	NC -
7	46 x 46 x 8	Antistatique	030906B	030912B	320603	500	NC -
100	85 x 85 x 24	Antistatique	030907B	030913B	320604	500	NC -
250	140 x 140 x 22	Antistatique	030908B	030914B	320605	500	NC -
Forme losange							
5	55 x 35 x 6	Standard	030916	320611	-	500	NC -
25	71 x 46 x 14	Standard	320613	030922	-	500	NC -
30	78 x 56 x 14	Standard	030917	030923	-	500	NC -
100	119 x 90 x 19	Standard	030918B	030924B	-	500	NC -
5	55 x 35 x 6	Antistatique	030903	030909	-	500	NC -
25	71 x 46 x 14	Antistatique	320614	320612	-	500	NC -
30	78 x 56 x 14	Antistatique	030904	030910	-	500	NC -
100	119 x 90 x 19	Antistatique	030905B	037862	-	500	NC -
Forme carrée peu profonde (Idéale pour pesée de produits solides)							
7	90 x 90 x 7	Standard	-	320610	-	500	NC -





- En polystyrène flexible
- Biologiquement inerte
- Résistant aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Résistant à des températures de -10 °C à +70 °C
- FDA / qualité alimentaire

Coupelles de pesée

Coupelles souples en polystyrène. Idéales pour la manipulation, le transfert ou la pesée de cristaux.

Forme	L x l x h (mm)	Blanc	Vert	Unités/ carton	CHF/ carton
Carrée	41 x 41 x 7,5	245496	245497	500	NC -
Losange	86 x 58 x 16	245498	245499	500	NC -
Losange	150 x 100 x 25	245494	-	250	NC -



Sabots de pesée

- En polystyrène flexible
- Biologiquement inertes
- Résistants aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Résistants à des températures de -10 °C à +70 °C
- FDA / qualité alimentaire
- Fond plat 12 mm

L x l x h (mm)	Unités/ carton	Standard	CHF/ carton	Antistatique	CHF/ carton
43 x 58 x 13	500	320191	NC -	320607	NC -
83 x 132 x 26	500	047688	NC -	320608	NC -
108 x 183 x 26	500	320606	NC -	320609	NC -

