COUPELLES DE PESÉE

Coupelles de pesée en polystyrène

Nacelles de pesée Wheaton®

NOUVEAU



- Polystyrène haute résistance
- Manipulation de liquides ou solides
- Antistatiques pour éviter la rétention d'échantillons par électricité statique
- Coins arrondis

DWK LIFE SCIENCES

Forme	Volume (ml)	L x l (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	Blanc	CHF/ carton	Noir	CHF/ carton
Carrée	7	44 x 44	1000	25000	055806	NC -	055805	NC -
	100	80 x 80	1000	10000	055802	NC -	055801	NC -
	250	140 x 140	1000	4000	055804	NC -	055803	NC -
Losange	5	55 x 35	1000	30000	055800	NC -	055799	NC -
	30	85 x 65	500	5000	055798	NC -	055797	NC -
	100	125 x 100	250	1500	055796	NC -	055795	NC -

Pelles de pesée

NOUVEAU





- En polystyrène antistatique, imperméables
- Solution économique qui combine la fonction de pelle et de nacelle de pesée
- Assemblage facile en insérant la languette de verrouillage dans le trou
- Conception large de la pointe pour un stabilité lors du pesage ainsi qu'un prélèvement et une distribution aisés de l'échantillon
- Peuvent être utilisées à plat en tant que papier de pesée

Référence	Dimensions (cm)	Coloris	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
320632	12,7 x 9	Blanc	Non	100	NC -
320633	12,7 x 6,3	Blanc	Non	100	NC -
320634	12,7 x 9	Noir	Oui	100	NC -
320635	12,7 x 6,3	Noir	Oui	100	NC -

Coupelles de pesée en papier sulfurisé

Coupelles de pesée biodégradables



- En papier sulfurisé certifié FSC
- Prépliées
- Utilisables jusqu'à +210 °C
- Biodégradables

Référence	Dimensions l x p x h (mm)	Coloris	Unités/ carton	CHF/ carton
320524	35 x 35 x 15,8	Brun	500	NC -
320525	47,6 x 47,6 x 14,2	Brun	500	NC -
320676	95,25 x 95,25 x 25,4	Brun	250	NC -
320526	35 x 35 x 15,8	Blanc	500	NC -
320527	47,6 x 47,6 x 14,2	Blanc	500	NC -
320675	95,25 x 95,25 x 25,4	Blanc	250	NC -


FSC

GoGREEN

Coupelles de pesée en aluminium

Micronacelles de pesée en aluminium

- Compatibles avec la plupart des analyseurs et microbalances



Référence	L x l base (mm)	Hauteur (mm)	Volume (µl)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
045380	6,5 x 3,5	2,5	40	250	NC -
045381	10 x 4	4,5	110	250	NC -
045382	12 x 4	2,7	120	250	NC -
045383	12 x 2	4,5	120	250	NC -
045384	25 x 7	7	1120	50	NC -
045385	Ø 6	3,5	35	250	NC -
045379	Ø 13	2,5	350	100	NC -

Nacelles en aluminium, parois plissées à oreillette



- Oreillettes pour maintien
- Parois plissées rigides
- Universelles, à usages multiples
- Boîte d'évaporation ou de stockage

Référence	Volume (ml)	ø x h (mm)	CHF les 100
045117	20	43 x 13	NC -
045118	50	57 x 15	NC -
045119	70	70 x 15	NC -