Divers : accessoires en plastique

Boîtes de stérilisation Polysteribox



Container de stérilisation, autoclavable, réutilisable.

- Autoclavables jusqu'à +134 °C
- Marquage CE
- Sans support d'instrument en silicone
- Accessoires de rechange sur demande
- Livrées sans tapis à picots
- Des plots de sécurité à usage unique permettent de fermer la boite de manière inviolable (2 plots à utiliser par boîte)
- Possibilité de rajouter des étiquettes de sécurité qui se glissent dans des encoches (indicateur chimique qui vire du rouge au brun si la stérilisation a été effective)

Référence	Modèle	Dimensions int. (mm)	Dimensions ext. (mm)	CHF
070541B	S	177 x 76 x 45	208 x 111 x 54	NC -
070542B	M	155 x 123 x 32	184 x 144 x 59	NC -
070543B	L	261 x 164 x 65	290 x 183 x 74	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
070584	Plots de sécurité seals	1000	NC -
070586	Etiquettes de sécurité pr Polysteribox S,M et L	1000	NC -
070587	Tapis à picots pour Polysteribox S	1	NC -
070588	Tapis à picots pour Polysteribox M	1	NC -
070589	Tapis à picots pour Polysteribox L	1	NC -

Dessicateurs

Dessicateur vertical



- En polystyrène teinte fumée
- Etagère amovible perforée, réglable sur 4 hauteurs
- Porte glisse sous le dessicateur
- Plateau pour dessicant (dessicant non inclus)
- Jusqu'à 5 unités empillables

Référence	Dimensions L x l x h (cm)	CHF
948456	25 x 25 x 25	NC -

Mini dessicateurs







- Mini dessicateurs à ouverture de porte facile
- Pour le stockage de produits sensibles à l'humidité
- Utilisent du gel de silice comme dessicant
- Porte à fermeture étanche, protégeant le contenu de la contamination extérieure
- 2 versions :
  - Basic : sans métal,sans étagère (disponibles en option), empilables
  - Premium : en plus des caractéristiques de la version « Basic», livré avec 2 étagères, pieds caoutchoutés, hygromètre

	Basic		Premium	
Chambre	Référence	CHF	Référence	CHF
Simple	490948	NC -	490951	NC -
Double	490949	NC -	490952	NC -
Triple	490950	NC -	490953	NC -
Mobile	490954	NC -	490958	NC -
Gaz inerte	490955	NC -	490959	NC -
Noir	490956	NC -	490960	NC -
Protect orange	490957	NC -	490961	NC -

Modèle chambre à gaz inerte

- Livré avec du dessicant dans un container rescellable
- Avec 2 connexions rapides pour le gaz avec valves auto bloquantes et tubulures de 5 m

Modèle en polycarbonate chambre noir et orange

- Pour protéger les échantillons de l'incidence de la lumière et contre les UV
- Livré avec du dessicant dans un container rescellable

Modèle chambre mobile avec poignée de transport

- En polycarbonate
- Porte à charnière à large ouverture
- Dimensions : 221 x 183 x 214 mm
- Volume : 6 kg
- Etagères en PMMA
- Utilisable de - 35 °C à +70 °C
- Pression normale

